



Our product
catalogue.

Catálogo de
productos.

Premium



50 years
of innovation
through experience



50 years of innovation
through experience



Our Mission 50 years | Misión 50 años

Our mission is to innovate, develop and commercialize reliable medical devices that guarantee better health care through experience.

Nuestra misión es innovar, desarrollar y comercializar dispositivos médicos confiables que garanticen un mejor cuidado de la salud a través de la experiencia.

Vision 50 years | Visión 50 años (2019-2024)

To be the leader and the number one choice in medical devices.

Substantially increase sales of new product lines.

Establish strategic alliances to develop new lines of business.

Expand and consolidate our presence in international markets.

Develop work teams to enhance staff talent.

Ser líder y la opción numero uno en dispositivos médicos.

Incrementar sustancialmente las ventas de nuevas líneas de productos.

Establecer alianzas estratégicas para desarrollar nuevas líneas de negocio.

Expandir y consolidar nuestra presencia en mercados internacionales.

Desarrollar equipos de trabajo para potenciar el talento del personal.

For 50 years we have improved the lives of millions of patients around the world, innovating through experience and prospering together into the future.



For 50 years, at Internacional Farmaceutica and its Atramat® brand, we have contributed to improving the lives of millions of patients around the world, producing surgical products of the highest quality for the benefit of thousands of surgeons and millions of patients, becoming one of the largest suppliers of surgical sutures in the world, selling to more than 80 countries through a global network of expert business partners.

Our Quality Management System meets the requirements of ISO 13485: 2016; We have the Certifications under the MDSAP scheme (Medical Device Single Audit Program) and Good Manufacturing Practices issued by the Ministries of Health of Mexico (COFEPRIS) and Brazil (ANVISA). In addition, we comply with the standards of numerous regulatory jurisdictions, including the United States of America FDA and the Health Canada. Finally, our products have the CE mark that indicates that they comply with the regulations for medical devices of the European Union and have the approval by the FDA (510k), which allows us to market the Atramat® brand in various markets.

We are a Mexican company whose work ethic, customer service and logistics have allowed a close relationship with our national and international business partners, strengthening the reliability of our products; which, together with the constant training of surgeons and nurses in our extensive portfolio, have made Atramat a brand with high worldwide recognition.

We continue to innovate in our product lines to which our PREMIUM LINE of non-absorbable, absorbable sutures with and without antibacterial coating, knotless wound closure devices; as well as the families of surgical hemostats and minimally invasive devices. In this way, Atramat® confirms that it will continue to provide medical devices that meet the most rigorous quality standards, always with the values and service with which we have been recognized over the years.

I am convinced that this new PREMIUM line will benefit health professionals for an adequate care of their patients and their speedy recovery.

Ing. Alejandro von Mohr
CEO

Desde hace 50 años, en Internacional Farmacéutica y su marca Atramat®, hemos contribuido a mejorar la vida de millones de pacientes en todo el mundo, produciendo productos quirúrgicos de la más alta calidad para el beneficio de miles de cirujanos y millones de pacientes, convirtiéndonos así en uno de los mayores proveedores de suturas quirúrgicas del mundo, vendiendo a más de 80 países a través de una red global de socios comerciales expertos.

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad cumple con los requisitos de la Norma ISO 13485:2016; contamos con las Certificaciones bajo el esquema MDSAP (Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos) y con las de Buenas Prácticas de Fabricación emitidas por los Ministerios de Salud de México (COFEPRIS) y Brasil (ANVISA). Asimismo, cumplimos con estándares de numerosas jurisdicciones regulatorias, incluidos FDA de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada). Finalmente, nuestros productos cuentan con la marca CE que indica que cumplen con las regulaciones para dispositivos médicos de la Unión Europea y poseen la aprobación por parte de FDA (510k), lo cual nos permite comercializar la marca Atramat® en diversos mercados.

Somos una empresa mexicana cuya ética de trabajo, atención al cliente y logística, han permitido una estrecha relación con nuestros socios comerciales nacionales e internacionales, fortaleciendo la confiabilidad en nuestros productos; lo que, aunado a la constante capacitación a cirujanos y enfermeras en nuestro amplio portafolio, han hecho de Atramat una marca con alto reconocimiento mundial.

Continuamos innovando en nuestras líneas de productos a la que se integra nuestra LÍNEA PREMIUM de suturas no absorbibles, absorbibles con y sin recubrimiento antibacterial, dispositivos de cierre de heridas sin nudos; además de las familias de hemostáticos quirúrgicos y dispositivos para mínima invasión. De esta forma, Atramat® confirma que seguirá proporcionando dispositivos médicos que cumplan con los más rigurosos estándares de calidad, siempre con los valores y el servicio con los que hemos sido reconocidos a través de los años.

Estoy convencido que esta nueva línea PREMIUM beneficiará a los profesionales de la salud para un adecuado cuidado de sus pacientes y su pronta recuperación.

Ing. Alejandro von Mohr
CEO



Durante 50 años hemos mejorado la vida de millones de pacientes en todo el mundo, innovando a través de la experiencia y prosperando juntos hacia el futuro.

How to read our
product codes.
Como leer nuestras
claves de producto.



Como Leer Nuestras Claves de Producto


E-E	E	6.5	4	100	/2	-30	N	
Tipo de Aguja		Angulo de Aguja	Longitud Aguja	Familia Atramat*	Calibre de la Sutura	Unidad de Medida (Exprese los Valores en la Clase)	Familia Atramat*	
F		1/2	4 mm	Familia de Producto	Terminación Clave Calibre USP	13 cm 15 cm 20 cm 30 cm 45 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 150 cm 250 cm	Color de Hebra	
R		3/8 E	5 mm					
G		1/4 A	6 mm					
X		5/8 H	6.5 mm					
S			6.6 mm					
E-S			8 mm					
SR			9 mm					
SG			9.3 mm					
K			10 mm					
Q			11 mm					
P			13 mm	0	PCC25	110 = 11-0 100 = 10-0	Violeta, Incoloro	
PU			16 mm	1	Catgut Crómico	90 = 9-0 80 = 8-0	Café	
J			17 mm	2	Catgut Simple	7 = 7-0 6 = 6-0	Amarillo	
UL			18 mm	3	Seda	5 = 5-0 4 = 4-0	Negro, Blanco Azul	
HP			19 mm	4	Nylon	3 = 3-0 2 = 2-0	Negro	
P-P			20 mm	5	Poliéster	1 = 1-0 8 = 1	Verde, Blanco	
W			22 mm	6	Polipropileno	9 = 2 50 = 5	Azul	
KW			24 mm	7	Polidioxanona		Violeta, Incoloro	
PV			25 mm	8	PGA Rapid		Incoloro	
CWS			26 mm	9	Ácido Poliglicólico		Violeta, Incoloro	
CVY			30 mm	10	Acero Inoxidable		Acero	
CVS			32 mm					
CVSV			34 mm					
E			36 mm 37 mm 40 mm 45 mm 48 mm 50 mm 65 mm 70 mm					
E-E				29	PGLA90 Rapid		Beige (Incoloro)	
				30	PGLA90		Violeta, Beige (Incoloro)	


Clave de ejemplo:

E-EE6.54100/2-30N

Clave de ejemplo:
E-EE6.54100/2-30N

Tiempos de Absorción:





Our Needle
Line
Nuestra línea
de Aguja.

Atramat
Innovation Through Experience

Our Needles


German Manufacturing Technology.

Needles for High Specialty Surgery:

- Cardiovascular Surgery
- Ophthalmic Surgery
- Plastic, aesthetic and reconstructive surgery

Silicone needles with a great combination of:

- Curvature
- Length
- Point



Curvature

1/4 Circle	3/8 Circle	1/2 Circle	5/8 Circle
			
90°	135°	180°	225°
Straight Needle			

Nuestras Agujas

Tecnología de manufactura Alemana.

Agujas para cirugía de alta especialidad:

- Cirugía Cardiovascular
- Cirugía Oftálmica
- Cirugía Plástica, estética y reconstructiva

Agujas siliconizadas con una gran combinación de:

- Curvaturas
- Longitud
- Puntas




Curvatura

1/4 de Círculo	3/8 de Círculo	1/2 de Círculo	5/8 de Círculo
			
90°	135°	180°	225°
Aguja Recta			

Atramat® Needles

Geometry



Point



Premium Taper Point

Tapered needle, flattened round cylindrical body for greater control with the needle holder.

* No sharp edges, minimal tissue trauma, designed to allow easy soft tissue penetration.

Recommended use: Muscle, adipose tissue, intestine, veins, arteries, etc.



Point




Atraglide® Cutting

· Stylized diamond-tipped needle that facilitates penetration into the tissue, maintaining control.

· 4 cutting shafts are integrated into the body of the needle helping to reduce the risk of tissue trauma.

Recommended use: Cuticular closure and Subdermal closure.



Point



Premium Reverse Cutting

Cutting Needle, triangular cutting pattern, with its cutting axes on the outside of the needle body.

Recommended use: Cuticular closure and subdermal closure.



Point



Supraglyde Spatula

· Flat and thin spatulate needle. With three edges, two on the sides and one on the bottom of the needle body. The geometry of this needle reduces the risk of trauma and prevents inadvertent penetration of deeper tissues of the eye.

Its flattened body allows a precise hold on the needle holder and greater control during penetration into the tissues of the eye.

Recommended use: ophthalmic procedures.



Point




Supra-Sharp Reverse Cutting

· Cutting Needle, triangular cutting pattern, with a cutting axis on the outside of the needle body.

· Needle with finer vertices to facilitate tissue penetration.

Recommended Use: skin closure and subdermal closure.




Point



Round Cutting

· Round body needle, circular cutting pattern, reduces the risk of tissue tears due to the tension exerted by the suture.

Recommended use: Hard tissues (Sternum, bones).



Point




Supraglyde Taper Point

· Tapered needle, cylindrical body, flattened in the middle, which gives it greater control with the needle holder.

· In the portion proximal to the tip, it presents a conical shape with a gradual thinning until it ends in a point, facilitating penetration of the needle, reducing trauma.

Recommended use: Cardiovascular surgery



Point



Supraglyde Non Reflective

· Tapered needle, cylindrical body, flattened in the middle for better control of the needle holder.

· In the portion near the tip it has a conical shape with a gradual thinning until it ends in a point.

Ideal for penetration into hard tissues (calcified and / or atheromatous plaques), smooth passage through the tissue, does not increase tissue trauma.


· Black anti-reflective needle that allows better visualization in the surgical field, avoiding the reflection during surgery.

Recommended use: Cardiovascular surgery

Agujas Atramat®

Geometría

Ahusada Premium



Punta:




Aguja ahusada, cuerpo redondo cilíndrico aplanado para un mayor control con el porta agujas.

· No tiene filos, mínimo trauma en el tejido, diseñada para permitir una fácil penetración en tejidos blandos.

Usos Recomendados:

Musculo, tejido adiposo, intestino, venas, arterias, etc.

Reverso Cortante Premium



Punta:



Aguja Cortante, patrón de corte triangular, con sus ejes cortantes en la parte externa del cuerpo de la aguja.

Uso recomendado:

Cierre cuticular y cierre subdérmico.

Reverso Cortante Supra-Sharp



Punta:



· Aguja Cortante, patrón de corte triangular, con un eje cortante en la parte externa del cuerpo de la aguja.

· Aguja con vértices mas finos para facilitar la penetración del tejido.

Uso Recomendado:
cierre cuticular y cierre subdérmico.

Cortante Atraglide®



Punta:



Aguja con punta diamante estilizada que facilita la penetración en el tejido, manteniendo su control.

· 4 ejes cortantes que se integran al cuerpo de la aguja ayudando a reducir el riesgo de trauma tisular.

Uso recomendado:

Cierre cuticular y cierre Subdérmico.

Espatulada Supraglyde



Punta:



· Aguja espatulada plana y delgada. Con tres filos, dos laterales y uno en la parte inferior del cuerpo de la aguja. La geometría de esta aguja reduce el riesgo de trauma y evita la penetración involuntaria de tejidos más profundos del ojo.

Su cuerpo aplanado permite una sujeción precisa en el porta-agujas y un mayor control durante la penetración en los tejidos del ojo.


Uso recomendado:

procedimientos oftalmológicos.

Agujas Atramat®

Geometría

Redonda Punta Cortante



Punta:




· Aguja cuerpo redondo, patrón de corte circular, reduce el riesgo de desgarrar del tejido por la tensión ejercida por la sutura.

Uso recomendado:

Tejidos duros (Esternón, huesos).

Ahusada Supraglyde



Punta:




· Aguja ahusada, cuerpo cilíndrico, aplanado en la parte media, lo que le confiere un mayor control con el porta agujas.

· En la porción proximal a la punta presenta una forma cónica con un adelgazamiento paulatino hasta terminar en punta, facilitando la penetración de la aguja reduciendo el trauma.

Uso recomendado:

Cirugía cardiovascular.

Antirreflejante Supraglyde



Punta:



· Aguja ahusada, cuerpo cilíndrico, aplanado en la parte media para un mayor control del porta agujas.

· En la porción próxima a la punta presenta una forma cónica con un adelgazamiento paulatino hasta terminar en punta.

Ideal para la penetración en tejidos duros (calcificados y/o placas ateromatosas), paso suave a través del tejido, no incrementa el trauma tisular.

· Aguja anti-reflejante negra que permite una mejor visualización en campo quirúrgico evitando el reflejo durante la cirugía.

Uso recomendado:

Cirugía cardiovascular.

Atramat® Needles Agujas Atramat®



F

Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

F13
13 mm



F17
17 mm



R

Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

R20
20 mm



R26
26 mm



R30
30 mm



R37
37 mm



G

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

G26
26 mm



G30
30 mm



G37
37 mm



G40
40 mm



G48
48 mm



G50
507 mm



GH

Heavy Taper Point 5/8 Circle
Ahusada Gruesa 5/8 Círculo

CH26
26 mm



X

Extra Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

X48
48 mm



X65
65 mm



X70
70 mm



SR

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

SR17
17 mm



SR20
20 mm



SR26
26 mm



SR36
36 mm



E-SE

Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

E-SE4
4 mm



E-SE5
5 mm



E-SE6.5
6.5 mm



SC

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

SC26
26 mm



SC30
30 mm



SC36
36 mm



SC40
40 mm



SC48
48 mm



Atramat® Needles Agujas Atramat®



K

Premium Heavy Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

K17
17 mm



K22
22 mm



SGH

Premium Heavy Taper Point 5/8 Circle
Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

SGH26
26 mm



SGH36
36 mm



Atramat® Needles Agujas Atramat®



Premium Reverse Cutting
1/2 Circle
Reverso Cortante Premium
1/2 Círculo

P13
13 mm

P22
22 mm

P26
26 mm

P30
30 mm

P36
36 mm

P40
40 mm



Premium Reverse Cutting
3/8 Circle
Reverso Cortante Premium
3/8 Círculo

PE16
16 mm

PE19
19 mm

PE24
24 mm

PE26
26 mm

PE45
45 mm



Premium Straight Cutting
Recta Cortante Premium


PU60
60 mm



Premium Taper Point
Ahusada Premium
Straight cutting with Break Point
Recta Cortante con Punto de Ruptura

UL60
60 mm

UL90
90 mm



Atramat® Needles Agujas Atramat®



Supra-Sharp Reverse Cutting
1/2 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp
1/2 Círculo

P-P8
8 mm

P-P16
16 mm



Supra-Sharp Reverse Cutting
3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp
3/8 Círculo

P-PE11
11 mm

P-PE13
13 mm

P-PE16
16 mm

P-PE19
19 mm

P-PE24
24 mm

P-PE26
26 mm



Taper Cutting
1/2 Circle
Redonda Punta Cortante
1/2 Círculo

W30
30 mm

W48
48 mm




Heavy Taper Cutting
1/2 Circle
Redonda Punta Cortante Gruesa
1/2 Círculo

KW40
40 mm

KW45
45 mm

KW48
48 mm



Premium Taper Cutting
3/8 Circle
Redonda Punta Cortante Premium
3/8 Círculo

PWE17
17 mm



Supraglyde Taper Point
1/2 Circle
Ahusada Supraglyde
1/2 Círculo

CVS10
10 mm

CVS17
17 mm

CVS20
20 mm

CVS26
26 mm



Atramat® Needle Agujas Atramat®



**Supraglyde Taper Point
3/8 Circle**
Ahusada Supraglyde
3/8 Círculo

CVSE6.5
6.5 mm

CVSE8
8 mm

CVSE9.3
9.3 mm

CVSE13
13 mm



**Supraglyde Taper Point
3/8 Circle**
Ahusada Supraglyde
3/8 Círculo

CVSBE9.3
9.3 mm

CVSBE13
13 mm



**Supraglyde Taper Point Non
Reflective 3/8 Circle**
Ahusada Antirreflejante
Supraglyde 3/8 Círculo

CVSVE9.3
9.3 mm

CVSVE13
13 mm



**Supraglyde Taper Cutting
1/2 Circle**
Ahusada Punta Cortante
Supraglyde 1/2 Círculo

CVY17
17 mm

CVY26
26 mm



**Supraglyde Taper Cutting
3/8 Circle**
Ahusada Punta Cortante
Supraglyde
3/8 Círculo

CVYE9.3
9.3 mm

CVYE13
13 mm



**Premium Spatula
1/2 Circle**
Espatulada Premium
1/2 Círculo

E6
6 mm

E7
7 mm

E8
8 mm

E9
8 mm



**Premium Spatula
1/4 Circle**
Espatulada Premium
1/4 Círculo

EA6
6 mm

EA8
8 mm

EA9
9 mm



**Supraglyde Spatula
1/2 Circle**
Espatulada Supraglyde
1/2 Círculo

E-E7
7 mm



**Supraglyde Spatula
1/4 Circle**
Espatulada Supraglyde
1/4 Círculo

E-EA8
8 mm



**Supraglyde Spatula
3/8 Circle**
Espatulada Supraglyde
3/8 Círculo

E-EE6
6 mm

E-EE6.5
6.5 mm

E-EE6.6
6.6 mm

E-EE7
7 mm



Atramat® Needles Agujas Atramat®



**Atraglide® Cutting
3/8 Circle**
Cortante Atraglide®
3/8 Círculo

HPE11
11 mm

HPE13
13 mm

HPE16
16 mm

HPE19
19 mm

HPE24
24 mm



**Reverse Cutting Spin Needle
1/2 Circle**
Reverso Cortante Giratoria
1/2 Círculo

J57
57 mm



**Premium Conventional Cutting
1/2 Circle**
Cortante Convencional
Premium 1/2 Círculo

Q16
16 mm



Our line of
Surgical Sutures.
Nuestra línea de
Suturas Quirúrgicas





Absorbable Sutures

Atramat® PGA Rapid

Polyglycolic Acid Quick Absorption

Indicated for general use in approximation of soft tissues, skin (intradermal) and mucosa, but it is not indicated for cardiovascular and neurological procedures.

Tensile strength:

50% of its original tensile strength at the end of the first week.

Total absorption: 45-60 days.



Composed of: Low molecular weight glycolic acid homopolymer filaments.

Coating: Polycaprolactone and Calcium Stearate.

Absorption: Hydrolysis

Strand Color: Undyed

Characteristics:

Minimal tissue reaction.
Greater security in the knot with the appropriate surgical technique.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

PGA Rapid Atramat®

Ácido Poliglicólico de Rápida Absorción

Indicada para uso general en aproximación de tejidos blandos, piel (intradérmica) y mucosas, pero no está indicada para procedimientos cardiovasculares y neurológicos.

Resistencia tensil:

50% de su fuerza tensil original al final de la primera semana.

Absorción Total: 45-60 días.



Compuesta de: Filamentos de homopolímero de ácido glicólico de bajo peso molecular.

Recubrimiento: Policaprolactona y Estearato de Calcio.

Absorción: Hidrólisis

Color de la hebra: Incolora

Características:

Mínima reacción tisular.
Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGA Rapid
Polyglycolic Acid Quick Absorption
Ácido Poliglicólico de Rápida Absorción

Premium Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	SR1785-75B
17 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	SR1784-75B
17 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	SR1783-75B

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	SR2084-75B
20 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	SR2083-75B

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	SR2684-75B
26 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	1.5	SR2683-75B
26 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	1.5	SR2682-75B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Rapid Atramat®
Polyglycolic Acid Quick Absorption
Ácido Poliglicólico de Rápida Absorción

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	SG3682-75B
36 mm	90 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	SG3682-90B
36 mm	75 cm	Undyed Incoloro	0	3.5	SG3681-75B
36 mm	90 cm	Undyed Incoloro	0	3.5	SG3681-90B
36 mm	75 cm	Undyed Incoloro	1	4	SG3688-75B
36 mm	90 cm	Undyed Incoloro	1	4	SG3688-90B

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	90 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	SG4082-90B
40 mm	90 cm	Undyed Incoloro	0	3.5	SG4081-90B
40 mm	75 cm	Undyed Incoloro	1	4	SG4088-75B
40 mm	90 cm	Undyed Incoloro	1	4	SG4088-90B

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	90 cm	Undyed Incoloro	0	3.5	SG4881-90B
48 mm	90 cm	Undyed Incoloro	1	4	SG4888-90B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGA Rapid
Polyglycolic Acid Quick Absorption
Ácido Poliglicólico de Rápida Absorción

Needle / Aguja

PE16



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	75 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1685-75B
16 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1684-75B
16 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE1683-75B

Needle / Aguja

PE19



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1985-45B
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1985-75B
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1984-45B
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1984-75B
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE1983-75B

Needle / Aguja

PE24



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE2483-75B
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	PE2482-75B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Rapid Atramat®
Polyglycolic Acid Quick Absorption
Ácido Poliglicólico de Rápida Absorción

Needle / Aguja

P-PE11



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE1185-45B

Needle / Aguja

P-PE13



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE1385-45B

Needle / Aguja

P-PE19



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	P-PE1984-75B

Needle / Aguja

PU60



Premium Straight Cutting
Recta Cortante Premium

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PU6083-75B



Absorbable Sutures

PGA Atramat®

Atramat® Polyglycolic Acid

Indicated for general use in approximation and / or general ligation of soft tissues, as well as for ophthalmic procedures.

Tensile strength: it retains more than 70% of its original tensile strength at the second week, 50% at the third week.

Total absorption: 60 - 90 days



Composed of: glycolic acid homopolymer filaments.

Absorption: Hydrolysis.

Strand color: violet or undyed

Characteristics:

- Minimal tissue reaction
- Greater security in the knot with the technique proper surgical procedure.
- Violet color provides excellent visibility in the surgical field

* For more information consult the instructions for use.



Suturas Absorbibles

PGA Atramat®

Ácido Poliglicólico

Indicada para uso general en aproximación y/o ligadura general de tejidos blandos, así como para procedimientos oftálmicos.

Resistencia tensil: retiene más del 70% de su fuerza tensil original a la segunda semana, 50% a la tercera semana.

Absorción total: 60 - 90 días



Compuesta de: filamentos de homopolímero de ácido glicólico.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: violeta o incolora.

Características:

- Mínima reacción tisular
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

○ Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

Needle / Aguja

F13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	70 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	F1396
13 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	F1395
13 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	F1394

○ Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

Needle / Aguja

F17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	F1796-75
17 mm	75 cm	Violet Violeta	5-0	1	F1795-75
17 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	F1794-75
17 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	F1793-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Violet Violeta	5-0	1	R2095-75
20 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	R2094-75
20 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R2093-75
20 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	R2092-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	R2695
26 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	R2694-75
26 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	R2694
26 mm	90 cm	Violet Violeta	3-0	2	R2693-90
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R2693-75
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	R2693
26 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	R2692-90
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	R2692-75
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	R2692
26 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	R2691-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	R2698-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R3093-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	R3092-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	R3091-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	R3098-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Needle / Aguja

R37



Needle / Aguja

G26



Needle / Aguja

G30



Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R3793-75
37 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	R3792-75

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	G2693-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	G2692-75
26 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	G2692-90
26 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	G2691-75
26 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	G2691-90
26 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	G2698-75

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	G3093-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	G3092-75
30 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	G3092-90
30 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	G3091-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	1	3.5	G3098-75

Needle / Aguja

G37



Needle / Aguja

G40



Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	G3793-75
37 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	G3792
37 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	G3792-75
37 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	G3792-90
37 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	G3791
37 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	G3791-75
37 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	G3791-90
37 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	G3798-75
37 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	G3798-90
37 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	G3799-75
37 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	G3799-90

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	G4092-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	G4092-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	G4091-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	G4091-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	G4098-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	G4098-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	G4099-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	G4099-90

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	G4892-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	G4892-90
48 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	G4891-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	G4891-90
48 mm	100 cm	Violet Violeta	1	4	G4898-100
48 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	G4898-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	G4898-90
48 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	G4899-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	G4899-90

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G50



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
50 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	G5098-90

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G65



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
65 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	G6598-75
65 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	G6599-75
65 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	G6599-90

Heavy Taper Point 5/8 Circle
Ahusada Gruesa 5/8 Círculo

Needle / Aguja

GH26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	GH2692
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	GH2691
26 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	GH2698

Heavy Taper Point 5/8 Circle
Ahusada Gruesa 5/8 Círculo

Needle / Aguja

GH37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	GH3791

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG2691-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SG2698-75

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG3092-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3091-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SG3098-75

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG3692
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3691-90
36 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3691-75
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3691
36 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG3698
36 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SG3698-75
36 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG3698-90
36 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	SG3699-90

Needle / Aguja

SG40



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG4091-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG4091-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SG4098-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG4098-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	SG4099-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	SG4099-90

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	100 cm	Violet Violeta	1	4	SG4898-100
48 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG4898-90
48 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	SG4899-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	SG4899-90

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG65



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
65 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	SG6592-75B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

○ Premium Heavy Taper Point 5/8 Circle
Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Needle / Aguja

SGH26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SGH2692
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SGH2691
26 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SGH2698

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	SR1796-75
17 mm	75 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR1795-75
17 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR1794-75

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR2094-75
20 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2093-75

Needle / Aguja

SR26



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2693
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2693-75
26 mm	90 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2693-90
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR2692
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR2692-75
26 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR2692-90
26 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SR2691-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SR2698-75

▽ Premium Taper Cutting 1/2 Circle
Ahusada Punta Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

YJ30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	YJ3098-75

▽ Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	C2693-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	C2692-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	C2691-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	C3093-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	C3092-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	C3091-75

 Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	C3793-75
37 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	C3792-75
37 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	C3791-90
37 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	C3791-75
37 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	C3798-90
37 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	C3798-75
37 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	C3799-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	C4092-90
40 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	C4091-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	C4091-75
40 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	C4098-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	C4098-90
40 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	C4099-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	C4099-90

 Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	C4891-90
48 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	C4898-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	C4898-90
48 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	C4899-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	C4899-90

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE12



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
12 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	CE1295

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	CE1695-45
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	CE1695-45B
16 mm	75 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	CE1695-75B
16 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	CE1694-75
16 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	CE1694-75B
16 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	CE1693-45

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	CE1996-75B
19 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	CE1995-45
19 mm	75 cm	Violet Violeta	5-0	1	CE1995-75
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	CE1995-B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	CE1994-45
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	CE1994-45B
19 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	CE1994-75
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	CE1994-75B
19 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	CE1993-45
19 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	CE1993-75
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	CE1993-75B
19 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	CE1992-75

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	CE2494-75
24 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	CE2493-75
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	CE2493-75B
24 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	CE2492-75
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	CE2492-75B
24 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	CE2491-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	CE2693-75

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	CE3093-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	CE3092-75
30 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	CE3092-90
30 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	CE3091-75

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	CE3792-75
37 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	CE3791-75
37 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	CE3798-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Straight Cutting
Recta Cortante

Needle / Aguja

U60



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	15	U6094-B
60 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	U6093-B
60 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	U6092
60 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	U6092-B

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	P2692-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	P2691-75

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	P3092-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Needle / Aguja

P36



 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	P3691-90
36 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	P3698-75

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

P48



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	PE1396-45B
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1395-45B

Needle / Aguja

PE16



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	PE1696-45B
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1695-45B
16 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1694-75
16 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1694-75B
16 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE1693-45

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1995-B
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1994-45B
19 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1994-75
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1994-75B
19 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE1993-75
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE1993-75B
19 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE1992-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGA Atramat®
Atramat® Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE2493-75
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE2493-75B
24 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE2492-75
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	PE2492-75B

 Taper Cutting 1/2 Circle
Redonda Punta Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

W30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	W3092-75

 Premium Taper Cutting 1/2 Circle
Redonda Punta Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

PW30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	PW3092-75

 Premium Spatula 1/4 Circle
Espatulada Premium 1/4 Círculo

Needle / Aguja

EA6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	45 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	EA696/2

 Premium Spatula 1/4 Circle
Espatulada Premium 1/4 Círculo

Needle / Aguja

EA8



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	45 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	EA896/2
8 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	EA895/2

 Premium Spatula 3/8 Circle
Espatulada Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

EE6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	30 cm	Violet Violeta	8-0	0.4	EE6980/2-30
6 mm	45 cm	Violet Violeta	7-0	0.5	EE697/2

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles
PGA Atramat®
Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

without needle / Sin Aguja

SS

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Violet Violeta	3-0	2	SS0093-150
150 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS0092-150
250 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS0092-250
150 cm	Violet Violeta	0	3.5	SS0091-150
250 cm	Violet Violeta	0	3.5	SS0091-250
150 cm	Violet Violeta	1	4	SS0098-150
250 cm	Violet Violeta	1	4	SS0098-250
150 cm	Violet Violeta	2	5	SS0099-150

without needle / Sin Aguja

SS

Reel / Carrete

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
250 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS0092-250C

without needle / Sin Aguja

SS

02 Strand / Hebras

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SS0293-75
75 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS0292-75
75 cm	Violet Violeta	1	4	SS0298-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles
PGA Atramat®
Polyglycolic Acid
Ácido Poliglicólico

without needle / Sin Aguja

SS

03 Strand / Hebras

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
45 cm	Violet Violeta	3-0	2	SS0393-45
45 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS0392-45
45 cm	Violet Violeta	0	3.5	SS0391-45

without needle / Sin Aguja

SS

05 Strand / Hebras

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
70 cm	Violet Violeta	1	4	SS0598

without needle / Sin Aguja

SS

06 Strand / Hebras

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
45 cm	Violet Violeta	3-0	2	SS0693-45
45 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS0692-45
45 cm	Violet Violeta	0	3.5	SS0691-45



Absorbable Sutures

PGLA90 RAPID Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide)
Quick absorption surgical suture.

Indicated for the superficial approach and ligation of soft tissues, skin, mucosa, but not for ophthalmic, cardiovascular or neurological use.

Tensile strength: first week 50% of the original tensile strength.

Total absorption: 42 days.



Composed of: copolymer of glycolic acid and L-lactide [poly (glycolide-co-L-lactide)].

Coating: Poly (glycolide-co-L-lactide) and calcium stearate

Absorption: Hydrolysis.

Strand Color: Beige (Undyed)

Characteristics:

- Minimal tissue reaction.
- Greater security in the knot with the appropriate surgical technique.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

PGLA90 RAPID Atramat®

Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-L-lactida)
de Rápida Absorción

Indicada en la aproximación superficial y ligadura de tejidos suaves, piel, mucosa, pero no para uso oftálmico, cardiovascular ni neurológico.

Resistencia tensil: primera semana 50% de la fuerza tensil original.

Absorción Total: 42 días.



Compuesta de: copolímero de ácido glicólico y de L-lactida [poli(glicolida-co-L-lactida)].

Recubrimiento: Poli(glicolida-co-L-lactida) y estearato de calcio

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Beige (Incoloro)

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Rapid Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) Quick absorption surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Undyed Beige	4-0	1.5	SR17294-75B

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	70 cm	Undyed Beige	2-0	3	SR20292-B

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Undyed Beige	3-0	2	SG36293-90B
36 mm	90 cm	Undyed Beige	2-0	3	SG36292-90B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Rapid Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) Quick absorption surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	90 cm	Undyed Beige	0	3.5	SG40291-90B
40 mm	90 cm	Undyed Beige	1	4	SG40298-90B

Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle / Aguja

P-PE11



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Undyed Beige	6-0	0.7	P-PE11296-45B

Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle / Aguja

P-PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Beige	5-0	1	P-PE13295-45B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Rapid Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) Quick absorption surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(glicolida-co-L-lactida) de Rápida Absorción

Needle / Aguja

P-PE19



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Beige	4-0	1.5	P-PE19294-45B
19 mm	45 cm	Undyed Beige	3-0	2	P-PE19293-45B

Needle / Aguja

P-PE26



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Undyed Beige	3-0	2	P-PE26293-B

Needle / Aguja

HPE19



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Beige	4-0	1.5	HPE19294-45B





Absorbable Sutures

Atramat® PGLA90

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.

Indicated for approximation and / or ligation of soft tissues, as well as for ophthalmic procedures, but it is not indicated for use in cardiovascular, neurological and microsurgical procedures.

Tensile strength: second week 75% of the original tensile strength.

Total absorption: 60 - 80 days.



Composed of: Copolymer Glycolic Acid and L-lactide [poly (glycolide-co-L-lactide)].

Coating: Poly (glycolide-co-L-lactide) and Calcium stearate.

Absorption: Hydrolysis.

Strand color: Violet or Beige (Undyed).

Characteristics:

- Minimal tissue reaction.
- Greater security in the knot with the technique proper surgical procedure.
- Violet color provides excellent visibility in the surgical field.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Poliglactina 910 Poli(glicólida-co-L-lactida)

Indicada en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos, así como para procedimientos oftálmicos pero no está indicado su uso en procedimientos cardiovasculares, neurológicos y de microcirugía.

Resistencia tensil: segunda semana 75% de la fuerza tensil original.

Absorción Total: 60 - 80 días.



Compuesta de: Copolímero de ácido glicólico y de L-lactida [poli(glicólida-co-L-lactida)].

Recubrimiento: Poli(glicólida-co-L-lactida) y Estearato de calcio.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Beige (Incoloro).

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGLA90

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Circulo

Needle / Aguja

R20



Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Circulo

Needle / Aguja

R26



Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Circulo

Needle / Aguja

R30



Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Circulo

Needle / Aguja

G37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R20303-75

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R26303-75
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	R26302-75

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	R30303-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	R30302-75

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	G37301-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Circulo

Needle / Aguja

G40



Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Circulo

Needle / Aguja

G48



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR17305-75
17 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR17305
17 mm	75 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR17304-75
17 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR17304

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR20304
20 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR20303
20 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR20303-75

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR26304
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR26303-75
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR26303
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR26302-75
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR26302
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SR26301
26 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SR26308-75

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR30303-75
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR30302-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SR36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR36303
36 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR36302
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SR36301

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG26308

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SG36303
36 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	SG36303-75
36 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG36302
36 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG36302-90
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG36301
36 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG36301-75
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG36301-90
36 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG36308
36 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG36308-90

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG40302
40 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG40301-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG40301-90
40 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG40308
40 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	SG40308-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG40308-90

○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	75 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG48301-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG48308-90
48 mm	75 cm	Violet Violeta	2	5	SG48309-75
48 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	SG48309-90

○ Premium Heavy Taper Point 5/8 Circle
Ahusada Gruesa Premium 5/8 Círculo

Needle / Aguja

SGH26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SGH26302
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SGH26301
26 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SGH26308

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

▽ Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P22



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
22 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	P22303

▽ Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Violet Violeta	3-0	2	P26303-75
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	P26302
26 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	P26302-75
26 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	P26302-90

▽ Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	P36301
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	P36301-90
36 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	P36308

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	PE19306-B
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE19305-B
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE19304-B
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE19303-B

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE24302

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE30302-75

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	P-PE13306-45B
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE13305-45B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly(Glycolic-co-L-lactide)
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE16305-45B

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	P-PE19304-45B

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	P-PE24303-45B

 Supra-Sharp Conventional Cutting 3/8 Circle
Cortante Convencional Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-QE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	P-QE16304-45B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Círculo

Needle / Aguja

HPE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	HPE19304-45B



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Círculo

Needle / Aguja

HPE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	HPE24303-45B



Supraglyde Spatula 3/8 Circle
Espatulada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle / Aguja

E-EE6.5



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6.5 mm	20 cm	Violet Violeta	8-0	0.4	E-EE6.53080/2-20
6.5 mm	45 cm	Violet Violeta	7-0	0.5	E-EE6.5307/2



Supraglyde Spatula 1/4 Circle
Espatulada Supraglyde 1/4 Círculo

Needle / Aguja

E-EA8



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	45 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	E-EA8306/2
8 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	E-EA8305/2

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGLA90 Atramat®

Polyglactin 910 Poly (Glycolide-co-L-lactide) surgical suture.
Poliglactina 910 Poli(Glicolida-co-L-lactida)

without needle / Sin Aguja

SS

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Violet Violeta	3-0	2	SS00303-150
150 cm	Violet Violeta	2-0	3	SS00302-150
150 cm	Violet Violeta	1	4	SS00308-150

without needle / Sin Aguja

SS

05 Strand / Hebras

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SS05301

without needle / Sin Aguja

EZ-SS

Reel / Carrete

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Violet Violeta	3-0	2	EZ-SS00303-150C
150 cm	Violet Violeta	0	3.5	EZ-SS00301-150C
150 cm	Violet Violeta	1	4	EZ-SS00308-150C

without needle / Sin Aguja

EZ-SS

05 Strand / Hebras

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
70 cm	Violet Violeta	0	3.5	EZ-SS05301



Absorbable Sutures

Atramat® PGC25 Surgical Suture

Indicated in soft tissue approximation, but its use is not indicated in cardiovascular and neurological procedures.

Tensile strength violet strand: first week 68% of the original tensile strength, second week 41%.

Violet | Total absorption: 110 days.



Tensile strength Colorless strand: first week 79% of original tensile strength, second week 40%.

Undyed | Total absorption: 90 days.



Composed of: copolymer of glycolide and caprolactone [poly (glycolide-co-epsilon-caprolactone)].

Absorption: Hydrolysis.

Strand color: Violet or Undyed.

Characteristics:

- Minimal tissue reaction.
- Greater security in the knot with the appropriate surgical technique.
- Violet color provides excellent visibility in the surgical field.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat® Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Indicada en aproximación de tejidos blandos, pero no está indicado su uso en procedimientos cardiovasculares y neurológicos.

Resistencia tensil hebra violeta: primera semana 68% de la fuerza tensil original, segunda semana 41%.

Violeta | Absorción Total: 110 días.



Resistencia tensil hebra Incolora: primera semana 79% de la fuerza tensil original, segunda semana 40%.

Incoloro | Absorción Total: 90 días.



Compuesta de: copolímero de glicolida y caprolactona [poli(glicolida-co-epsilon-caprolactona)].

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Incoloro.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR1305

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR1705-H*
17 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR1705
17 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR1704-H*
17 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR1704
17 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR1703

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2003

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR2604
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2603-H*
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2603
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR2602-H*
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR2602
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SR2601

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG3602-90
36 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SG3602
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3601-H*
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3601-90
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG3601
36 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG3608

Note: * Box 36 Pieces
Nota: * Caja de 36 Piezas

Note: * Box 36 Pieces
Nota: * Caja de 36 Piezas

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Needle / Aguja

SG40



 Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG4001
40 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG4008
40 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG4008-90H*
40 mm	100 cm	Violet Violeta	1	4	SG4008-100H*

Needle / Aguja

SG48



 Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	100 cm	Violet Violeta	1	4	SG4808-100H*

Needle / Aguja

P26



 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	90 cm	Violet Violeta	3-0	2	P2603-90
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	P2603
26 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	P2602-90
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	P2602
26 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	P2601-90
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	P2601

Note: * Box 36 Pieces
Nota: * Caja de 36 Piezas

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

Needle / Aguja

P30



 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	P3002
30 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	P3001

Needle / Aguja

P36



 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	P3602-90
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	P3601-90
36 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	P3608-90

Needle / Aguja

PE13



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	PE1306-45B
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1305-45B
13 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1305-45
13 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1304-45

Note: * Box 36 Pieces
Nota: * Caja de 36 Piezas

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1605-45B
16 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1605-45
16 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1605
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1604-45B
16 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1604-45
16 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1604

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	PE1905-B
19 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1905-45
19 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1905
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1904-B
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE1904-45B
19 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1905-45
19 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1904
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE1903-B
19 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE1903-75B
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE1903-45B
19 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE1903

Note: * Box 36 Pieces
Nota: * Caja de 36 Piezas

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	PE2404-75B
24 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE2403-BH*
24 mm	75 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE2403-75B
24 mm	45 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE2403-45B
24 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE2403
24 mm	70 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	PE2402-B
24 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE2402-90
24 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE2402

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	PE2603-B

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle / Aguja

P-PE11



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	P-PE1106-45B
11 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE1105-45B

Note: * Box 36 Pieces
Nota: * Caja de 36 Piezas

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGC25

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	P-PE1306-45B
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE1305-45B
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	P-PE1304-45B

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	P-PE1905-45B
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	P-PE1904-45B
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	P-PE1904-B
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	P-PE1903-B

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	P-PE2403-B
24 mm	70 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	P-PE2402-B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

PGC25 Atramat®

Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

 Atraglide® Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Needle / Aguja

HPE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	6-0	0.7	HPE1306-45B
13 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	HPE1305-45B

 Atraglide® Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Needle / Aguja

HPE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	HPE1605-45B
16 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	HPE1605-45
16 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	HPE1604-45B
16 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	HPE1604-45

 Atraglide® Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Needle / Aguja

HPE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	5-0	1	HPE1905-45B
19 mm	45 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	HPE1904-45B
19 mm	70 cm	Undyed Incoloro	4-0	1.5	HPE1904-B

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® PGC25
Poly(glycolide-co-epsilon-caprolactone)
Poli(glicólida-co-epsilon-caprolactona)

 Atraglide® Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide® 3/8 Círculo

Needle / Aguja

HPE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	70 cm	Undyed Incoloro	3-0	2	HPE2403-B
24 mm	70 cm	Undyed Incoloro	2-0	3	HPE2402-B





Absorbable Sutures

PDX Atramat® p-dioxanone

Indicated in approximation and / or ligation soft tissue, in procedures pediatric cardiovascular disease. This suture is recommended for the closure of wounds that require extended support

Tensile strength: Fourth week 70% of the original tensile strength, sixth week 50%.

Total absorption: 180 - 220 days.



Composed of: p-dioxanone monomer

Absorption: Hydrolysis.

Strand color: Violet or Undyed.

Characteristics:

- Minimal tissue reaction.
- Greater security in the knot with the appropriate surgical technique.
- Violet color provides excellent visibility in the surgical field.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

PDX Atramat® p-dioxanona

Indicada en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos, en procedimientos cardiovasculares pediátricos. Esta sutura es recomendada para el cierre de heridas que requieren de un soporte prolongado.

Resistencia tensil: Cuarta semana 70% de la fuerza tensil original, sexta semana 50%.

Absorción Total: 180 - 220 días.



Compuesta de: monómero p-dioxanona.

Absorción: Hidrólisis.

Color de la hebra: Violeta o Incoloro.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- El color violeta brinda excelente visibilidad en el campo quirúrgico.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Needle / Aguja

SR13



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	70 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	SR1376
13 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR1375

Needle / Aguja

SR17

○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	70 cm	Violet Violeta	5-0	1	SR1775
17 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR1774
17 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR1773

Needle / Aguja

SR20



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR2074
20 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2073

Needle / Aguja

SR26



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR2674
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR2673
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR2672
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SR2671
26 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SR2678

Needle / Aguja

SR30



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	SR3074
30 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	SR3073
30 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	SR3072

Needle / Aguja

SG36



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Cruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	70 cm	Violeta	3-0	2	SG3673
36 mm	70 cm	Violeta	2-0	3	SG3672
36 mm	70 cm	Violeta	0	3.5	SG3671
36 mm	70 cm	Violeta	1	4	SG3678
36 mm	90 cm	Violeta	1	4	SG3678-90

 Premium Hevy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG4071
40 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	SG4071-90
40 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	SG4078
40 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG4078-90

 Premium Hevy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	90 cm	Violet Violeta	1	4	SG4878-90
48 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	SG4879-90

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	P2673
26 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	P2672
26 mm	90 cm	Violet Violeta	2-0	3	P2672-90
26 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	P2671

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	P3672
36 mm	70 cm	Violet Violeta	0	3.5	P3671

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Violet Violeta	1	4	P4078-75
40 mm	90 cm	Violet Violeta	2	5	P4079-90

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	PE1376-45
13 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1375-45
13 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1374-45

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles
PDX Atramat®
P-dioxanona

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles
PDX Atramat®
P-dioxanona

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	PE1675-45
16 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1674-45
16 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE1673-45

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	70 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1974
19 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	PE1974-45
19 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE1973
19 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE1973-45

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	70 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE2473
24 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	PE2473-45
24 mm	70 cm	Violet Violeta	2-0	3	PE2472

Needle / Aguja

PE36



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Violet Violeta	0	3.5	PE3671-90

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Violet Violeta	5-0	1	P-PE1375-45

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Violet Violeta	4-0	1.5	P-PE1974-45

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Violet Violeta	3-0	2	P-PE2473-45
24 mm	45 cm	Violet Violeta	2-0	3	P-PE2472-45

 Premium Heavy Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

K22



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
22 mm	70 cm	Violet Violeta	1	4	K2278

 Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CVSE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	75 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	CVSE1376/2
13 mm	75 cm	Violet Violeta	5-0	1	CVSE1375/2

 Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CVSBE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	75 cm	Violet Violeta	6-0	0.7	CVSBE1376/2

 Extra Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

X40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	150 cm	Violet Violeta	0	3.5	X4071-150LOOP
40 mm	150 cm	Violet Violeta	1	4	X4078-150LOOP

 Extra Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

X48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	150 cm	Violet Violeta	0	3.5	X4871-150LOOP
48 mm	150 cm	Violet Violeta	1	4	X4878-150LOOP

 Extra Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

X50



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
50 mm	150 cm	Violet Violeta	0	3.5	X5071-150LOOP
50 mm	150 cm	Violet Violeta	1	4	X5078-150LOOP



Absorbable Sutures

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture

Indicated for use in the approximation or ligation of soft tissues, including ophthalmic procedures.

It retains its tensile strength between the second and third week after its implantation approximately.

Total absorption: 60 - 90 days.



Composed of: Collagen, a protein made up of 3 interwoven polypeptides.

Coating: Chrome salts.

Absorption: Phagocytosis.

Strand color: Dark brown.

Characteristics:

- Moderate tissue reaction.
- Uniformity in absorption.
- Minimum tissue carryover.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas Absorbibles

Sutura Quirúrgica de Catgut Crómico Atramat®

Indicada para usarse en la aproximación o ligación de tejidos suaves, incluyendo procedimientos oftálmicos.

Retiene su fuerza tensil entre la segunda y la tercera semana después de su implantación aproximadamente.

Absorción Total: 60 - 90 días.



Compuesta de: Colágeno, proteína formada de 3 polipéptidos entretreídos.

Recubrimiento: Sales de cromo.

Absorción: Fagocitosis.

Color de la hebra: Café oscuro.

Características:

- Reacción tisular moderada.
- Uniformidad en la absorción.
- Mínimo arrastre tisular.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

○ Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

Needle / Aguja

F17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Brown Café	5-0	1.5	F1715-75
17 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	F1714-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	R2014-75
20 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	R2013-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Brown Café	5-0	1.5	R2615-75
26 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	R2614-75
26 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	R2613-75
26 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	R2612-75
26 mm	75 cm	Brown Café	0	4	R2611-75
26 mm	75 cm	Brown Café	1	5	R2618-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	R3714-75
37 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	R3713-75
37 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	R3712-75
37 mm	75 cm	Brown Café	0	4	R3711-75
37 mm	75 cm	Brown Café	1	5	R3718-75

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	G3713-75
37 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	G3712-75
37 mm	90 cm	Brown Café	2-0	3.5	G3712-90
37 mm	75 cm	Brown Café	0	4	G3711-75
37 mm	90 cm	Brown Café	0	4	G3711-90
37 mm	75 cm	Brown Café	1	5	G3718-75
37 mm	90 cm	Brown Café	1	5	G3718-90
37 mm	75 cm	Brown Café	2	6	G3719-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	G4012-75
40 mm	90 cm	Brown Café	2-0	3.5	G4012-90
40 mm	75 cm	Brown Café	0	4	G4011-75
40 mm	90 cm	Brown Café	0	4	G4011-90
40 mm	75 cm	Brown Café	1	5	G4018-75
40 mm	90 cm	Brown Café	1	5	G4018-90
40 mm	90 cm	Brown Café	2	6	G4019-90

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	90 cm	Brown Café	1	5	G4818-90
48 mm	90 cm	Brown Café	2	6	G4819-90

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G50



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
50 mm	90 cm	Brown Café	1	5	G5018-90

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Brown Café	5-0	1.5	SR1715-75
17 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	SR1714-75

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	SR2014-75
20 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	SR2013-75

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Brown Café	5-0	1.5	SR2615-75
26 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	SR2614-75
26 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	SR2613-75
26 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	SR2612-75
26 mm	75 cm	Brown Café	0	4	SR2611-75
26 mm	75 cm	Brown Café	1	5	SR2618-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Needle / Aguja
SR36



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	SR3614-75
36 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	SR3613-75
36 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	SR3612-75
36 mm	75 cm	Brown Café	0	4	SR3611-75
36 mm	75 cm	Brown Café	1	5	SR3618-75

Needle / Aguja
SG36



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	SG3613-75
36 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	SG3612-75
36 mm	90 cm	Brown Café	2-0	3.5	SG3612-90
36 mm	75 cm	Brown Café	0	4	SG3611-75
36 mm	90 cm	Brown Café	0	4	SG3611-90
36 mm	75 cm	Brown Café	1	5	SG3618-75
36 mm	90 cm	Brown Café	1	5	SG3618-90
36 mm	75 cm	Brown Café	2	6	SG3619-75

Needle / Aguja
SG40



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	SG4012-75
40 mm	75 cm	Brown Café	0	4	SG4011-75
40 mm	90 cm	Brown Café	0	4	SG4011-90
40 mm	75 cm	Brown Café	1	5	SG4018-75
40 mm	90 cm	Brown Café	1	5	SG4018-90
40 mm	90 cm	Brown Café	2	6	SG4019-90

Needle / Aguja
SG48



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	90 cm	Brown Café	1	5	SG4818-90
48 mm	90 cm	Brown Café	2	6	SG4819-90

Needle / Aguja
SG50



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
50mm	90 cm	Brown Café	1	5	SG5018-90

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Needle / Aguja

CE12



Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
12 mm	30 cm	Brown Café	4-0	2	CE1214/2-30

Needle / Aguja

CE19



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	CE1914-75
19 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	CE1913-75

Needle / Aguja

CE24



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	CE2413-75
24 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	CE2412-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Needle / Aguja

P13



Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	30 cm	Brown Café	4-0	2	P1314/2-30

Needle / Aguja

PE19



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Brown Café	4-0	2	PE1914-75
19 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	PE1913-75

Needle / Aguja

PE24



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Brown Café	3-0	3	PE2413-75
24 mm	75 cm	Brown Café	2-0	3.5	PE2412-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®

Needle / Aguja

P-PE13



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Brown Café	5-0	1.5	P-PE1315/2



Premium Spatula 1/4 Circle
Espatulada Premium 1/4 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
9 mm	30 cm	Brown Café	4-0	2	EA914/2-30

Needle / Aguja

EA9



Supraglyde Spatula 1/4 Circle
Espatulada Supraglyde 1/4 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	30 cm	Brown Café	4-0	2	E-EA814/2-30

Needle / Aguja

E-EA8



With Out Needle / Sin Aguja

SS

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Brown Café	0	4	SS0011-150

With Out Needle / Sin Aguja

EZ-SS

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Brown Café	0	3.5	EZ-SS0011-150

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Chromic Catgut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Crómico Atramat®



Absorbable Sutures

Atramat® Plain Gut Surgical Suture

Indicated for use in the approximation or ligation of soft tissues including ophthalmic procedures, but not in cardiovascular or nervous tissues.

It retains its tensile strength between the first and second week after its implantation approximately.

Total absorption: 50 - 70 days



Composed of: Collagen, protein made up of 3 interwoven polypeptides.

Coating: No coating.

Absorption: Phagocytosis.

Strand color: Yellow.

Characteristics:

- Moderate tissue reaction.
- Uniformity in absorption.
- Minimum tissue carryover.

* For more information consult the instructions for use.



Suturas Absorbibles

Sutura Quirúrgica de Catgut Simple Atramat®

Indicada para usarse en la aproximación o ligación de tejidos suaves incluyendo procedimientos oftálmicos, pero no en tejidos cardiovasculares o nerviosos.

Retiene su fuerza tensil entre la primera y la segunda semana después de su implantación aproximadamente.

Absorción Total: 50 - 70 días



Compuesta de: Colágeno, proteína formada de 3 polipéptidos entretreídos.

Recubrimiento: Sin recubrimiento.

Absorción: Fagocitosis.

Color de la hebra: Amarillo.

Características:

- Reacción tisular moderada.
- Uniformidad en la absorción.
- Mínimo arrastre tisular.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Plain Cut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Simple Atramat®

○ Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

Needle / Aguja

F17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Yellow Amarillo	4-0	2	F1724-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	4-0	2	R2624-75
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	R2623-75
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	R2622-75
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	0	4	R2621-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	R3722-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Plain Cut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Simple Atramat®

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	G3723-75
37 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	G3722-75
37 mm	75 cm	Yellow Amarillo	0	4	G3721-75
37 mm	75 cm	Yellow Amarillo	1	5	G3728-75

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Yellow Amarillo	0	4	G4021-75
40 mm	75 cm	Yellow Amarillo	1	5	G4028-75

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	90 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	G4822-90

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Plain Cut Surgical Suture Sutura Quirúrgica Catgut Simple Atramat®

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G50



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
50 mm	90 cm	Yellow Amarillo	1	5	G5028-90

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	4-0	2	SR2624-75
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	SR2623-75
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	SR2622-75
26 mm	75 cm	Yellow Amarillo	0	4	SR2621-75

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	SR3622-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Plain Cut Surgical Suture Sutura Quirúrgica Catgut Simple Atramat®

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	SG3623-75
36 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	SG3622-75
36 mm	75 cm	Yellow Amarillo	0	4	SG3621-75
36 mm	75 cm	Yellow Amarillo	1	5	SG3628-75

Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Yellow Amarillo	4-0	2	CE1924-75
19 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	CE1923-75

Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	CE2423-75
24 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	CE2422-75

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Plain Cut Surgical Suture
Sutura Quirúrgica Catgut Simple Atramat®

Needle / Aguja

PE19



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Yellow Amarillo	4-0	2	PE1924-75
19 mm	75 cm	Yellow Amarillo	4-0	3	PE1923-75

Needle / Aguja

PE24



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	PE2423-75
24 mm	75 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	PE2422-75

With Out Needle / Sin Aguja

SS

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	SS0023-150
150 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	SS0022-150
150 cm	Yellow Amarillo	0	4	SS0021-150

With Out Needle / Sin Aguja

EZ-SS

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
150 cm	Yellow Amarillo	3-0	3	EZ-SS0023-150
150 cm	Yellow Amarillo	2-0	3.5	EZ-SS0022-150
150 cm	Yellow Amarillo	0	4	EZ-SS0021-150





Non-Absorbable Sutures

Atramat® Polypropilene

Indicated in approximation and / or ligatures of soft tissue, recommended in cardiovascular surgery procedures such as: coronary revascularization, heart valve replacements (aortic, mitral and tricuspid).

Widely used in the treatment of congenital heart disease, as well as in peripheral vascular surgery.

Composed by:

Isotactic stereoisomer of polypropylene homopolymer.

Strand color: Blue.

Characteristics:

- Minimal tissue reaction.
- Uniform diameter that favors smooth passage through tissues, minimizing tissue drag.
- Ideal as a permanent support, without compromise its tensile strength.
- Biocompatibility, softness, plastodeformation.
- Coupling of the knot giving excellent security.
- Resistance to repeated flexion ideal for cardiovascular procedures that require supporting the propulsion of the heart either in cardiac prostheses or vascular anastomosis.

* For more information consult the instructions for use.



Suturas No Absorbibles

Polipropileno Atramat®

Indicada en aproximación y/o ligaduras de tejido blando, se recomienda en procedimientos de cirugía cardiovascular como: revascularización coronaria, reemplazos de válvulas cardíacas (aórtica, mitral y tricúspide).

Ampliamente utilizado en el tratamiento de las cardiopatías congénitas, así como en cirugía vascular periférica.

Compuesta de:

Estereoisómero isotáctico de homopolímero de polipropileno.

Color de la hebra: Azul.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- Diámetro uniforme que favorece el paso suave a través de los tejidos, minimizando el arrastre tisular.
- Ideal como soporte permanente, sin comprometer su resistencia tensil.
- Biocompatibilidad, suavidad, plastodeformación.
- Acoplamiento del nudo otorgando excelente seguridad.
- Resistencia a la flexión repetida ideal para procedimientos cardiovasculares que requieran soportar la propulsión del corazón ya sea en prótesis cardíacas o anastomosis vasculares.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene Polipropileno Atramat®

○ Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

Needle / Aguja

F17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	F1765-75
17 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	F1764-75
17 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	F1763-75
17 mm	90 cm	Blue Azul	2-0	3	F1762-90

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	R2064-75
20 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	R2063-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	R2664-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	R2663-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	R2662-75
26 mm	90 cm	Blue Azul	2-0	3	R2662-90
26 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	R2661-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	R2668-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene Polipropileno Atramat®

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	R3062-75
30 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	R3061-75

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	90 cm	Blue Azul	3-0	2	R3763-90

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	G2662-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	G2661-75

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	G3062-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipileno Atramat®

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Crculo

Needle / Aguja

G37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	G3762-75
37 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	G3761-75
37 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	G3768-75

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Crculo

Needle / Aguja

G40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	G4061-75
40 mm	100 cm	Blue Azul	1	4	G4068-100
40 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	G4068-75
40 mm	75 cm	Blue Azul	2	5	G4069-75

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

SR17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	SR1765-75
17 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	SR1764-75
17 mm	90 cm	Blue Azul	2-0	3	SR1762-90

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipileno Atramat®

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

SR20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	SR2064-75
20 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	SR2063-75

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	SR2664-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	SR2663-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	SR2662-75
26 mm	90 cm	Blue Azul	2-0	3	SR2662-90
26 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	SR2661-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	SR2668-75

Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

SR30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	SR3062-75
30 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	SR3061-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

Needle / Aguja

SR36



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Blue Azul	3-0	2	SR3663-90

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	SG2662-75
26 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	SG2661-75

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	SG3062-75

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	90 cm	Blue Azul	3-0	2	SG3663-90
36 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	SG3662-75
36 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	SG3661-75
36 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	SG3668-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

Needle / Aguja

SG40



Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	SG4061-75
40 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	SG4068-75
40 mm	75 cm	Blue Azul	2	5	SG4069-75

Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	C2662-75

Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	C3768-75
37 mm	75 cm	Blue Azul	2	5	C3769-75

Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE12



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
12 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CE1266
12 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CE1266-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CE1666
16 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CE1666-75
16 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	CE1665
16 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	CE1665-75
16 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CE1664-75




Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	CE1965
19 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	CE1965-75
19 mm	45 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CE1964
19 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CE1964-75
19 mm	45 cm	Blue Azul	3-0	2	CE1963
19 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	CE1963-75




Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CE2464-75
24 mm	45 cm	Blue Azul	3-0	2	CE2463
24 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	CE2463-75
24 mm	45 cm	Blue Azul	2-0	3	CE2462
24 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	CE2462-75
24 mm	45 cm	Blue Azul	0	3.5	CE2461
24 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	CE2461-75



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	45 cm	Blue Azul	2-0	3	CE2662



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	CE3063-75
30 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	CE3062-75
30 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	CE3061-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene Polipileno Atramat®

Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Crculo

Needle / Aguja

CE37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Blue Azul	1	4	CE3768-75

Straight Cutting
Recta Cortante

Needle / Aguja

U60



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	U6064
60 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	U6063
60 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	U6062

Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

P26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	P2662-75

Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

P36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Blue Azul	2	5	P3669-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene Polipileno Atramat®

Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Crculo

Needle / Aguja

PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	PE1366
13 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	PE1366-75

Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Crculo

Needle / Aguja

PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	PE1666
16 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	PE1666-75
16 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	PE1665
16 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	PE1665-75
16 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	PE1664-75

Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Crculo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	PE1965
19 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	PE1965-75
19 mm	45 cm	Blue Azul	4-0	1.5	PE1964
19 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	PE1964-75
19 mm	45 cm	Blue Azul	3-0	2	PE1963
19 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	PE1963-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	PE2464-75
24 mm	45 cm	Blue Azul	3-0	2	PE2463
24 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	PE2463-75
24 mm	45 cm	Blue Azul	2-0	3	PE2462
24 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	PE2462-75
24 mm	45 cm	Blue Azul	0	3.5	PE2461

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	45 cm	Blue Azul	2-0	3	PE2662

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	PE3063-75
30 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	PE3062-75
30 mm	75 cm	Blue Azul	0	3.5	PE3061-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE11



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	P-PE1166

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	P-PE1366
13 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	P-PE1365

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	P-PE1665
16 mm	45 cm	Blue Azul	4-0	1.5	P-PE1664

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle / Aguja

P-PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Blue Azul	4-0	1.5	P-PE1964

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipileno Atramat®



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Crculo

Needle / Aguja

P-PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Blue Azul	3-0	2	P-PE2463
24 mm	45 cm	Blue Azul	2-0	3	P-PE2462



Premium Reverse Cutting
Reverso Cortante Premium

Needle / Aguja

PU60



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	PU6064
60 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	PU6063
60 mm	75 cm	Blue Azul	2-0	3	PU6062



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Crculo

Needle / Aguja

HPE11



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Blue Azul	6-0	0.7	HPE1166



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Crculo

Needle / Aguja

HPE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	HPE1365

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipileno Atramat®



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Crculo

Needle / Aguja

HPE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Blue Azul	5-0	1	HPE1665



Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Crculo

Needle / Aguja

HPE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Blue Azul	4-0	1.5	HPE1964



Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

S10



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
10 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	S1065/2-75



Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Crculo

Needle / Aguja

S13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	S1365/2-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipileno Atramat®

Needle / Aguja

S16



○ Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	90 cm	Blue Azul	5-0	1	S1665/2
16 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	S1664/2
16 mm	90 cm	Blue Azul	3-0	2	S1663/2

Needle / Aguja

S20



○ Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	S2064/2

Needle / Aguja

S25



○ Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
25 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	S2564/2
25 mm	90 cm	Blue Azul	3-0	2	S2563/2
25 mm	90 cm	Blue Azul	2-0	3	S2562/2

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipileno Atramat®

Needle / Aguja

SE6



○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	45 cm	Blue Azul	8-0	0.4	SE6680/2

Needle / Aguja

SE8



○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	60 cm	Blue Azul	8-0	0.4	SE8680/2-60

Needle / Aguja

SE9



○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
9 mm	60 cm	Blue Azul	7-0	0.5	SE967/2-60

Needle / Aguja

SE10



○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
10 mm	60 cm	Blue Azul	6-0	0.7	SE1066/2-60
10 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	SE1066/2-75
10 mm	60 cm	Blue Azul	5-0	1	SE1065/2-60

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

SE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	60 cm	Blue Azul	7-0	0.5	SE1367/2-60
13 mm	75 cm	Blue Azul	7-0	0.5	SE1367/2-75
13 mm	60 cm	Blue Azul	6-0	0.7	SE1366/2-60
13 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	SE1366/2-75
13 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	SE1365/2-75

○ Premium Taper Cutting 3/8 Circle
Ahusada Punta Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

Y16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	90 cm	Blue Azul	5-0	1	Y1665/2
16 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	Y1664/2

○ Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle / Aguja

CVS10



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
10 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	CVS1065/2-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

○ Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle / Aguja

CVS13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	CVS1365/2-75

○ Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle / Aguja

CVS17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	CVS1765/2-75
17 mm	75 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CVS1764/2-75
17 mm	75 cm	Blue Azul	3-0	2	CVS1763/2-75

○ Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle / Aguja

CVS20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CVS2064/2

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

Needle / Aguja

CVS26



Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CVS2664/2
26 mm	90 cm	Blue Azul	3-0	2	CVS2663/2
26 mm	90 cm	Blue Azul	2-0	3	CVS2662/2

Needle / Aguja

CVSE6.5



Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6.5 mm	45 cm	Blue Azul	8-0	0.4	CVSE6.5680/2

Needle / Aguja

CVSE8



Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	60 cm	Blue Azul	8-0	0.4	CVSE8680/2-60

Needle / Aguja

CVY17



Supraglyde Taper Cutting 1/2 Circle
Ahusada Punta Cortante Supraglyde 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	90 cm	Blue Azul	5-0	1	CVY1765/2
17 mm	90 cm	Blue Azul	4-0	1.5	CVY1764/2

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polypropylene
Polipropileno Atramat®

Needle / Aguja

CVSE9.3



Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
9.3 mm	75 cm	Blue Azul	8-0	0.4	CVSE9.3680/2-75
9.3 mm	45 cm	Blue Azul	7-0	0.5	CVSE9.367/2-45
9.3 mm	60 cm	Blue Azul	7-0	0.5	CVSE9.367/2-60
9.3 mm	60 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CVSE9.366/2-60
9.3 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CVSE9.366/2-75
9.3 mm	60 cm	Blue Azul	5-0	1	CVSE9.365/2-60

Needle / Aguja

CVSE13



Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	60 cm	Blue Azul	7-0	0.5	CVSE1367/2-60
13 mm	75 cm	Blue Azul	7-0	0.5	CVSE1367/2-75
13 mm	60 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CVSE1366/2-60
13 mm	75 cm	Blue Azul	6-0	0.7	CVSE1366/2-75
13 mm	75 cm	Blue Azul	5-0	1	CVSE1365/2-75

Needle / Aguja

CVSVE9.3



Supraglyde Taper Point Non Reflective 3/8 Circle
Ahusada Antirreflejante Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
9.3 mm	60 cm	Blue Azul	7-0	0.5	CVSVE9.367/2-60



Non-Absorbable Sutures Atramat® Polyester

Indicated for use in cardiovascular procedures such as: aortic, mitral and tricuspid heart valve replacements, as well as sternum closure.

Composed by:

Acid Prepared Polyester Fibers
Terephthalic or its Esters and Ethylene Glycol.

Coating: Silicone, Teflon.

Strand color: White, Green.

Characteristics:

- Ideal as a permanent support, without compromise its tensile strength.
- Greater security in the knot with the appropriate surgical technique.
- Biocompatibility, softness, offering minimal tissue drag, adequate knot coupling granting excellent security.
- Resistance to repeated flexion ideal for cardiovascular procedures that require supporting the propulsion of the heart in cardiac prostheses or anastomosis vascular.

* For more information consult the instructions for use.

Atramat
Innovation Through Experience



Suturas No Absorbibles Poliéster Atramat®

Indicada para usarse en procedimientos cardiovasculares como: reemplazos en válvulas cardíacas aórtica, mitral y tricúspide, así como en cierre de esternón.

Compuesta de:

Fibras de Poliéster preparadas de ácido Tereftálico o sus Ésteres y Etilenglicol.

Recubrimiento: Silicón, teflón.

Color de la hebra: Blanco, Verde.

Características:

- Ideal como soporte permanente, sin comprometer su resistencia tensil.
- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- Biocompatibilidad, suavidad, ofreciendo un mínimo arrastre tisular, adecuado acoplamiento del nudo otorgando excelente seguridad.
- Resistencia a la flexión repetida ideal para procedimientos cardiovasculares que requieran soportar la propulsión del corazón en prótesis cardíacas o anastomosis vasculares.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Atramat
Innovation Through Experience

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polyester
Poliéster Atramat®

Needle / Aguja

R26



○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Green Verde	4-0	1.5	R2654
26 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	R2653
26 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	R2652
26 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	R2651

Needle / Aguja

R30



○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	R3052
30 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	R3051

Needle / Aguja

G26



○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	G2652
26 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	G2651

Needle / Aguja

G37



○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	G3751
37 mm	75 cm	Green Verde	1	4	G3758

Needle / Aguja

SR17



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	90 cm	Green Verde	5-0	1	SR1755-90

Needle / Aguja

SR26



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Green Verde	4-0	1.5	SR2654
26 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	SR2653
26 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	SR2652
26 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	SR2651

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polyester
Poliéster Atramat®

Needle / Aguja

SR30



○ Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	SR3052
30 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	SR3051

Needle / Aguja

SG26



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	SG2652
26 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	SG2651

Needle / Aguja

SG36



○ Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Green Verde	0	3.5	SG3651
36 mm	75 cm	Green Verde	1	4	SG3658
36 mm	75 cm	Green Verde	2	5	SG3659

Needle / Aguja

C40



▽ Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Green Verde	2	5	C4059

Needle / Aguja

CE19



▽ Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Green Verde	4-0	1.5	CE1954
19 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	CE1953

Needle / Aguja

P40



▽ Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Green Verde	2	5	P4059

Needle / Aguja

PE19



▽ Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Green Verde	4-0	1.5	PE1954
19 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	PE1953

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polyester
Poliéster Atramat®

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	PE2453
24 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	PE2452

 Taper Cutting 1/2 Circle
Redonda Punta Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

W48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	75 cm	Green Verde	5	7	W48550

 Premium Taper Cutting 1/2 Circle
Redonda Punta Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

KW48

4 x 75 cm



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	75 cm	Green Verde	5	7	KW48550X4

 Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

S16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	90 cm	Green Verde	5-0	1	S1655/2
16 mm	90 cm	Green Verde	4-0	1.5	S1654/2
16 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	S1653/2-75

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polyester
Poliéster Atramat®

 Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

S20

Pledget



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	S2052/2-75P

 Premium Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

S25



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
25 mm	90 cm	Green Verde	3-0	2	S2553/2
25 mm	90 cm	Green Verde	2-0	3	S2552/2

 Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle / Aguja

CVS17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	90 cm	Green Verde	5-0	1	CVS1755/2
17 mm	90 cm	Green Verde	4-0	1.5	CVS1754/2
17 mm	75 cm	Green Verde	3-0	2	CVS1753/2-75


Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polyester
Poliéster Atramat®

Needle / Aguja

CVS20

Pledget




Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Green Verde	2-0	3	CVS2052/2-75P

Needle / Aguja

CVS26



Supraglyde Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Supraglyde 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	90 cm	Green Verde	3-0	2	CVS2653/2
26 mm	90 cm	Green Verde	2-0	3	CVS2652/2

Needle / Aguja

EA8



Premium Spatula 1/4 Circle
Espatulada Premium 1/4 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	45 cm	White Blanco	5-0	1	EA855/2-45B

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Polyester
Poliéster Atramat®

Needle / Aguja

E-EA8



Without Needle / Sin Aguja

SS

Without Needle / Sin Aguja

EZ-SS

Supraglyde Spatula 1/4 Circle
Espatulada Supraglyde 1/4 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	45 cm	White Blanco	5-0	1	E-EA855/2-45B

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
250 cm	Green Verde	0	3.5	SS0051-250

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
250 cm	Green Verde	0	3.5	EZ-SS0051-250



Suturas No Absorbibles Atramat® Nylon Monofilament

Indicated for use in the approximation and / or ligatures of soft tissues, including general closure procedures, cuticular use and plastic surgery.

Composed of: Aliphatic polyamide 6 or 6.6

Gradual loss of tensile strength over time.

Strand color: Blue, Black.

Characteristics:

- Minimal tissue reaction.
- The thread passes smoothly through the tissues, minimizing tissue drag.
- Allows easy removal of stitches (according to the experience and technique of the surgeon) which avoids the dragging of microorganisms.

* For more information consult the instructions for use.



Suturas No Absorbibles Nylon Monofilamento Atramat®

Indicada para usarse en la aproximación y/o ligaduras de tejidos suaves, incluyendo los procedimientos de cierre general, uso cuticular y cirugía plástica.

Compuesta de: Poliamida alifática 6 ó 6.6

Pérdida gradual de la resistencia tensil a través del tiempo.

Color de la hebra: Azul, Negro.

Características:

- Mínima reacción tisular.
- La hebra pasa suavemente a través de los tejidos reduciendo al mínimo el arrastre tisular.
- Permite retirar fácilmente los puntos (de acuerdo a la experiencia y técnica del cirujano) lo que evita el arrastre de microorganismos.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	R2643-75N
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	2	R2642-75N

Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	G3741-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	G3748-75N

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SR26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	SR2643-75N
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SR2642-75N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	SG3641-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	SG3648-75N

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

SG48



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	150 cm	Black Negro	2	5	SG4849-150N

Extra Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Extra Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

X40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	150 cm	Black Negro	1	4	X4048-150NLOOP

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

SE5



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
5 mm	13 cm	Black Negro	9-0	0.3	SE5490-13N

○ Premium Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

SE6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	13 cm	Black Negro	8-0	0.4	SE6480-13N

▽ Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	C2643-75N
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	C2642-75N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

▽ Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	1	4	C3048-75N

▽ Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle / Aguja

C37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	C3742-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	C3741-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	C3748-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	2	5	C3749-75N

▽ Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE12



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
12 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	CE1246-N
12 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	CE1245-N
12 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1244-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	75 cm	Black Negro	6-0	0.7	CE1646-75N
16 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	CE1646-N
16 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	CE1645-75N
16 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	CE1645-N
16 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1644-75N
16 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1644-N
16 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE1643-75N



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	CE1946-N
19 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	CE1945-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	CE1945-N
19 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1944-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1944-N
19 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE1943-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	CE1943-N
19 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE1942-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	CE1942-N
19 mm	45 cm	Black Negro	0	3.5	CE1941-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE2444-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE2444-N
24 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE2443-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	CE2443-N
24 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE2442-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	CE2442-N
24 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	CE2441-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	0	3.5	CE2441-N



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle / Aguja

CE26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE2643-75N
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE2642-75N
26 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	CE2642-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament

Nylon Monofilamento Atramat®

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Circulo

Needle / Aguja

CE30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE3043-75N
30 mm	90 cm	Black Negro	3-0	2	CE3043-90N
30 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE3042-75N
30 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	CE3042-N
30 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	CE3041-75N
30 mm	75 cm	Black Negro	1	4	CE3048-75N

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Circulo

Needle / Aguja

CE37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE3743-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE3742-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	CE3741-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	CE3748-75N
37 mm	75 cm	Black Negro	2	5	CE3749-75N

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Circulo

Needle / Aguja

CE40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE4042-75N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament

Nylon Monofilamento Atramat®

 Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Circulo

Needle / Aguja

CE77



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
77 mm	75 cm	Black Negro	1	4	CE7748-75N
77 mm	75 cm	Black Negro	2	5	CE7749-75N

 Straight Cutting
Recta Cortante

Needle / Aguja

U60



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Black Negro	4-0	15	U6044-N
60 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	U6043-N
60 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	U6042-N

 Conventional Cutting 3/8 Circle
Cortante Convencional 3/8 Circulo

Needle / Aguja

NE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	NE2442-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	P2643-75N
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	P2642-75N

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	1	4	P3048-75N

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	P3642-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	P3641-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	P3648-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	2	5	P3649-75N

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE13



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1346-N
13 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	PE1345-N
13 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1344-N

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	75 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1646-75N
16 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1646-N
16 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	PE1645-75N
16 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	PE1645-N
16 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1644-75N
16 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1644-N
16 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE1643-75N

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1946-N
19 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	PE1945-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	PE1945-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1944-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1944-N
19 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE1943-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	PE1943-N
19 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE1942-75N
19 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	PE1942-N
19 mm	45 cm	Black Negro	0	3.5	PE1941-N

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE2444-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE2444-N
24 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE2443-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	PE2443-N
24 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE2442-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	PE2442-N
24 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	PE2441-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	0	3.5	PE2441-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE2643-75N
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE2642-75N
26 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	PE2642-N

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE3043-75N
30 mm	90 cm	Black Negro	3-0	2	PE3043-90N
30 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE3042-75N
30 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	PE3042-N
30 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	PE3041-75N
30 mm	75 cm	Black Negro	1	4	PE3048-75N

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

PE36



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE3643-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE3642-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	PE3641-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	PE3648-75N
36 mm	75 cm	Black Negro	2	5	PE3649-75N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

Needle / Aguja

PE40



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE4042-75N

Needle / Aguja

PE45



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
45 mm	100 cm	Black Negro	2-0	3	PE4542-100N

Needle / Aguja

PE77



Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
77 mm	75 cm	Black Negro	1	4	PE7748-75N
77 mm	75 cm	Black Negro	2	5	PE7749-75N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

Needle / Aguja

P-PE11



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	P-PE1146-N

Needle / Aguja

P-PE13



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	P-PE1345-N

Needle / Aguja

P-PE16



Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	P-PE1645-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

Needle / Aguja

P-PE19



 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	P-PE1944-N
19 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	P-PE1943-N

 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Circulo

Needle / Aguja

P-PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	P-PE2443-N
24 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	P-PE2442-75N
24 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	P-PE2442-N

 Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Circulo

Needle / Aguja

HPE11



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	HPE1146-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

Needle / Aguja

HPE13



 Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	HPE1345-N

 Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Circulo

Needle / Aguja

HPE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	HPE1645-N

 Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Circulo

Needle / Aguja

HPE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	HPE1944-N
19 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	HPE1943-N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament

Nylon Monofilamento Atramat®

 Atraglide Cutting 3/8 Circle
Cortante Atraglide 3/8 Circulo

Needle / Aguja

HPE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	HPE2443-N
24 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	HPE2442-N

 Premium Conventional Cutting 3/8 Circle
Cortante Convencional Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

QE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	QE2442-N

 Premium Straight Cutting
Recta Cortante Premium

Needle / Aguja

PU60



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PU6044-N
60 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PU6043-N
60 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PU6042-N

 Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Circulo

Needle / Aguja

E-SE5



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
5 mm	13 cm	Black Negro	9-0	0.3	E-SE5490-13N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament

Nylon Monofilamento Atramat®

 Supraglyde Taper Point 3/8 Circle
Ahusada Supraglyde 3/8 Circulo

Needle / Aguja

E-SE6.5



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6.5 mm	13 cm	Black Negro	8-0	0.4	E-SE6.5480-13N

 Premium Spatula 1/2 Circle
Espatulada Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

E6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	E64100-30N

 Premium Spatula 3/8 Circle
Espatulada Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

EE6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	EE64100/2-30N

6 mm	15 cm	Black Negro	9-0	0.3	EE6490/2-15N
6 mm	30 cm	Black Negro	9-0	0.3	EE6490/2-30N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

 Premium Spatula 3/8 Circle
Espatulada Premium 3/8 Circulo

Needle / Aguja

EE7



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
7 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	EE74100/2-30N

 Supraglyde Spatula 3/8 Circle
Espatulada Supraglyde 3/8 Circulo

Needle / Aguja

E-EE6.5



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6.5 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	E-EE6.54100/2-30N
6.5 mm	30 cm	Black Negro	9-0	0.3	E-EE6.5490/2-30N

 Supraglyde Spatula 3/8 Circle
Espatulada Supraglyde 3/8 Circulo

Needle / Aguja

E-EE7



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
7 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	E-EE74100/2-30N

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Nylon Monofilament
Nylon Monofilamento Atramat®

 Supraglyde Spatula 1/2 Circle
Espatulada Supraglyde 1/2 Circulo

Needle / Aguja

E-E6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	E-E64100/2-30N

 Supraglyde Spatula 3/8 Circle
Espatulada Supraglyde 3/8 Circulo

Needle / Aguja

E-EE6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	30 cm	Black Negro	10-0	0.2	E-EE64100/2-30N

 Supraglyde Spatula 3/8 Circle
Espatulada Supraglyde 3/8 Circulo

Needle / Aguja

E-EE6



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	15 cm	Black Negro	9-0	0.3	E-EE6490/2-15N



Non-Absorbable Sutures

Atramat® Silk

Indicated for approximation and / or ligation of soft tissues including general closure procedures, ophthalmology, microsurgery, cardiovascular and neural tissue.

Composed by:

Fibroin (organic protein derived from the bombyx mori silkworm).

Coating: Silicone.

Strand color: Blue, Black, White.

Characteristics:

- Greater security in the knot with the appropriate surgical technique.
- Total loss of tensile strength in a period not exceeding one year.

*** For more information consult the instructions for use.**



Suturas No Absorbibles

Seda Atramat®

Indicada en aproximación y/o ligaduras de tejidos suaves incluyendo procedimientos de cierre general, oftalmología, microcirugía, cardiovascular y tejido neural.

Compuesta de:

Fibroina (proteína orgánica derivada del gusano de seda bombyx mori).

Recubrimiento: Silicón.

Color de la hebra: Azul, Negro, Blanco.

Características:

- Mayor seguridad en el nudo con la técnica quirúrgica adecuada.
- Pérdida total de resistencia tensil en un período no mayor a un año.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

○ Fine Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Fina 1/2 Círculo

Needle / Aguja

F17



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	F1735
17 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	F1734
17 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	F1733
17 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	F1732

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R20



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	R2034
20 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	R2033
20 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	R2032

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R26



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	R2634
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	R2633
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	R2632
26 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	R2631
26 mm	75 cm	Black Negro	1	4	R2638

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R30



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	R3032
30 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	R3031

○ Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular 1/2 Círculo

Needle / Aguja

R37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	R3733
37 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	R3732
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	R3738

○ Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa 1/2 Círculo

Needle / Aguja

G37



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	G3732
37 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	G3731
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	G3738
37 mm	75 cm	Black Negro	2	5	G3739

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

G40



Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Cruesa 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Black Negro	1	4	G4038
40 mm	75 cm	Black Negro	2	5	G4039

Needle / Aguja

SR17



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	SR1735
17 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	SR1734
17 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	SR1733
17 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SR1732

Needle / Aguja

SR20



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	SR2034
20 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	SR2033
20 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SR2032

Needle / Aguja

SR26



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	SR2634
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	SR2633
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SR2632
26 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	SR2631
26 mm	75 cm	Black Negro	1	4	SR2638

Needle / Aguja

SR30



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SR3032
30 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	SR3031

Needle / Aguja

SR36



Premium Regular Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Regular Premium 1/2 Circulo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	SR3633
36 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SR3632
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	SR3638
36 mm	75 cm	Black Negro	2	5	SR3639

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Cruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	SG3632
36 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	SG3631
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	SG3638
36 mm	75 cm	Black Negro	2	5	SG3639

Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Cruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Black Negro	1	4	SG4038

Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
18 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	C1833

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
20 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	C2033

Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	C2632

Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	C3731
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	C3738

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

C40



Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Black Negro	2	5	C4039

Needle / Aguja

CE16



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	75 cm	Black Negro	6-0	0.7	CE1636
16 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	CE1635
16 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1634
16 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE1633

Needle / Aguja

CE19



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Black Negro	5-0	0.7	CE1935
19 mm	45 cm	Black Negro	5-0	0.7	CE1935-45
19 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1934
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE1934-45
19 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE1933
19 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	CE1933-45
19 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE1932

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

CE24



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	CE2434
24 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE2433
24 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE2432
24 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	CE2431
24 mm	75 cm	Black Negro	1	4	CE2438

Needle / Aguja

CE26



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	CE2633
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE2632
26 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	CE2632-45

Needle / Aguja

CE30



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE3032
30 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	CE3031
30 mm	45 cm	Black Negro	1	4	CE3038

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

CE37



Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
37 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	CE3732
37 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	CE3731
37 mm	75 cm	Black Negro	1	4	CE3738
37 mm	75 cm	Black Negro	2	5	CE3739

Straight Cutting
Recta Cortante

Needle / Aguja

U60



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	U6033
60 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	U6032

Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	P1933

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

P22



Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
22 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	P2233

Needle / Aguja

P26



Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	P2632

Needle / Aguja

P36



Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	P3638

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Círculo

Needle / Aguja

P40



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
40 mm	75 cm	Black Negro	2	5	P4039

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE11



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
11 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1136/2

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE16



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	75 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1636
16 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	PE1636-45
16 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	PE1635
16 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1634
16 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE1633

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE19



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	75 cm	Black Negro	5-0	1	PE1935
19 mm	45 cm	Black Negro	5-0	1	PE1935-45
19 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1934
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE1934-45
19 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE1933
19 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	PE1933-45
19 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE1932

 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle / Aguja

PE24



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	75 cm	Black Negro	4-0	1.5	PE2434
24 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE2433
24 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	PE2433-45
24 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE2432
24 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	PE2431
24 mm	45 cm	Black Negro	1	4	PE2438

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

PE26



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PE2633
26 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE2632
26 mm	45 cm	Black Negro	2-0	3	PE2632-45

Needle / Aguja

PE30



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
30 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE3032
30 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	PE3031
30 mm	75 cm	Black Negro	1	4	PE3038

Needle / Aguja

PE36



 Premium Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
36 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PE3632
36 mm	75 cm	Black Negro	0	3.5	PE3631
36 mm	75 cm	Black Negro	1	4	PE3638
36 mm	75 cm	Black Negro	2	5	PE3639

Needle / Aguja

QE16



 Premium Conventional Cutting 3/8 Circle
Cortante Convencional Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
16 mm	45 cm	Black Negro	4-0	15	QE1634/2

Needle / Aguja

P-P8



 Supra-Sharp Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
8 mm	45 cm	Black Negro	6-0	0.7	P-P836/2

Needle / Aguja

P-PE13



 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
13 mm	45 cm	Black Negro	4-0	15	P-PE1334/2

Needle / Aguja

P-PE19



 Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
19 mm	45 cm	Black Negro	4-0	15	P-PE1934/2-45

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

P-PE24



 **Supra-Sharp Reverse Cutting 3/8 Circle**
Reverso Cortante Supra-Sharp 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
24 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	P-PE2433/2-45

Needle / Aguja

PU60



 **Premium Straight Cut**
Recta Cortante Premium

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	75 cm	Black Negro	3-0	2	PU6033
60 mm	75 cm	Black Negro	2-0	3	PU6032

Needle / Aguja

K17



 **Premium Heavy Reverse Cutting 1/2 Circle**
Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
17 mm	45 cm	Black Negro	4-0	15	K1734-45
17 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	K1733-45

Needle / Aguja

K22



 **Premium Heavy Reverse Cutting 1/2 Circle**
Reverso Cortante Gruesa Premium 1/2 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
22 mm	45 cm	Black Negro	3-0	2	K2233-45

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Needle / Aguja

EE6



 **Premium Spatula 3/8 Circle**
Espatulada Premium 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	45 cm	Blue Azul	8-0	0.4	EE6380/2-A
6 mm	45 cm	Black Negro	7-0	0.5	EE637/2

Needle / Aguja

E-EE6



 **Supraglyde Spatula 3/8 Circle**
Espatulada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6 mm	45 cm	Blue Azul	8-0	0.4	E-EE6380/2-A

Needle / Aguja

E-EE6.6



 **Supraglyde Spatula 3/8 Circle**
Espatulada Supraglyde 3/8 Círculo

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
6.6 mm	45 cm	Black Negro	7-0	0.5	E-EE6.637/2

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Without Needle / Sin Aguja

SS

10 Strand / Hebras - 75 cm

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
75 cm	Black Negro	4-0	1.5	SS1034
75 cm	Black Negro	3-0	2	SS1033
75 cm	Black Negro	2-0	3	SS1032
75 cm	Black Negro	0	3.5	SS1031
75 cm	Black Negro	1	4	SS1038
75 cm	Black Negro	2	5	SS1039

Without Needle / Sin Aguja

SS

07 Strand / Hebras - 75 cm

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
75 cm	Black Negro	3-0	2	SS0733
75 cm	Black Negro	2-0	3	SS0732
75 cm	Black Negro	0	3.5	SS0731
75 cm	Black Negro	1	4	SS0738

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Silk
Seda Atramat®

Without Needle / Sin Aguja

SS

02 Strand / Hebras - 75 cm

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
75 cm	Black Negro	2-0	3	SS0232
75 cm	Black Negro	0	3.5	SS0231
75 cm	Black Negro	1	4	SS0238

Without Needle / Sin Aguja

EZ-SS

10 Strand / Hebras - 75 cm

Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
75 cm	Black Negro	4-0	1.5	EZ-SS1034
75 cm	Black Negro	3-0	2	EZ-SS1033
75 cm	Black Negro	2-0	3	EZ-SS1032
75 cm	Black Negro	0	3.5	EZ-SS1031
75 cm	Black Negro	1	4	EZ-SS1038
75 cm	Black Negro	2	5	EZ-SS1039



Non-Absorbable Sutures

Atramat® Stainless Steel

Indicated for orthopedic use, as well as in those surgical procedures that require high-strength artificial support, such as sternum closure.

Characteristics:

- Excellent support to bone structures.
- There is no significant loss of its tensile strength in vivo.
- Minimal tissue reaction, inert.

* For more information consult instructions for use



Suturas No Absorbibles

Acero Inoxidable Atramat®

Indicado para uso ortopédico, así como en aquellos procedimientos quirúrgicos que requieren de un soporte artificial de alta resistencia, como el cierre de esternón.

Características:

- Excelente soporte a estructuras óseas.
- No existe una pérdida significativa de su resistencia a la tensión in vivo.
- Mínima reacción tisular, inerte.

* Para mayor información consultar instructivo de uso

Non Absorbable Sutures
Suturas No Absorbibles

Atramat® Stainless Steel
Acero Inoxidable Atramat®

 Premium Heavy Taper Point 1/2 Circle
Ahusada Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

SG26

4 x 45 cm



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	45 cm	Steel Acero	2	5	SG26109x4

 Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante 1/2 Circulo

Needle / Aguja

C26

2 x 45 cm



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	45 cm	Steel Acero	2	5	C26109x2

 Premium Reverse Cutting 1/2 Circle
Reverso Cortante Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

P26

2 x 45 cm



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
26 mm	45 cm	Steel Acero	2	5	P26109x2

Absorbable Sutures
Suturas Absorbibles

Atramat® Stainless Steel
Acero Inoxidable Atramat®

 Taper Cutting 1/2 Circle
Redonda Punta Cortante 1/2 Circulo

Needle / Aguja

W48

4 x 45 cm



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	45 cm	Steel Acero	5	7	W481050x4

 Premium Heavy Taper Cutting 1/2 Circle
Redonda Punta Cortante Gruesa Premium 1/2 Circulo

Needle / Aguja

KW48

4 x 45 cm



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
48 mm	45 cm	Steel Acero	5	7	KW481050x4

 Reverse Cutting Spin Needle 1/2 Circle
Reverso Cortante Aguja Giratoria 1/2 Circulo

Needle / Aguja

J57



Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
57 mm	75 cm	Steel Acero	5	7	J571050-75

Atramat® Temporary Epicardic Pacing Wire

Consisting of an electrode (multifilament lead wire and isolated with a PTFE coating), on one end, it has a taper point needle ½ circle, and on the other, it has a cutting straight needle which allows the introduction of the wire through the thoracic wall.

The electrode direct communication links to the myocardium.

Atramat® Temporary Epicardic Pacing Wire is designed for temporary atrial and ventricular pacing and sensing during an expected implantation time of no more than 7 days.

*** For more information consult the instructions for use.**

Electrodo para Marcapasos Temporal Unipolar Epicárdico Atramat®

Constituido de un electrodo (cable conductor multifilamento y aislado con un recubrimiento de PTFE), en un extremo una aguja ahusada de ½ círculo y en el otro extremo una aguja recta cortante que permite la introducción del cable conductor a través de la pared torácica.

Enlaza una comunicación eléctrica directa al miocardio.

Electrodo para marcapasos temporal unipolar epicárdico Atramat® esta diseñado para estimulación y detección auricular y ventricular temporal durante un tiempo de implantación previsto no mayor a 7 días.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**

Atramat® Temporary Epicardic Pacing Wire
Electrodo para Marcapasos Temporal Unipolar
Epicárdico Atramat®

Needle / Aguja

UL60

S16 / 16 mm

 Straight Cutting with Break Point
Recta Cortante con Punto de Ruptura

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
60 mm	60 cm	Steel Acero	2-0	3	UL60102-60



Needle / Aguja

UL90

S25 / 25 mm

 Straight Cutting with Break Point
Recta Cortante con Punto de Ruptura

Needle Length Longitud de Aguja	Strand Length Longitud de Hebra	Colour Color	USP	EP Metric	Code Clave
90 mm	60 cm	Steel Acero	2-0	3	UL90102-60





Synthetic Surgical Mesh Partially Absorbable Poly (Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene

Hernia repair is one of the most common surgical procedures, abdominal wall hernias are repaired by covering the area where the opening or weakness is with a prosthesis (mesh), which is fixed to the muscle tissue.

Comfort and Confidence

The synthetic surgical mesh, partially absorbable, is a mesh made in equal parts of nonabsorbable Polypropylene monofilament and Poly-Glycolide-co-Epsilon-caprolactone (PGC25), this mesh is designed to withstand the physiological stresses to which it is subjected, abdominal wall.

The Atramat® PropyMesh Flex surgical mesh is made up of parts stained for identification.

The gradual loss of tensile strength and finally the partial absorption of Atramat® PropyMesh Flex occurs through a hydrolysis process, where the PGC25 polymer is absorbed and metabolized by the body. The absorption of PGC25 is completed approximately between 90-110 days, leaving only the Polypropylene.

Applications

- Inguinal hernia
- Incisional hernia
- Extraperitoneal hernia
- Abdominal hernia
- Reconstruction of the abdominal wall

Characteristics

- Ideal absorption profile: total absorption between 90-110 days.
- Moderate tissue reaction: excellent biocompatibility.
- Controlled elongation: providing elasticity tridirectional, facilitating the natural movement of the abdominal wall.
- Less foreign body quantity: greater comfort and mobility to the patient, decreases tissue reaction to a foreign body.
- Fixation: mesh can be sutured comfortably and safe.

* For more information consult the instructions for use.



Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno

La reparación de las hernias es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes, las hernias de pared abdominal se reparan recubriendo la zona donde se encuentre la apertura o debilidad con una prótesis (malla), la cual es fijada al tejido muscular.

Comodidad y Confianza

La malla quirúrgica sintética, parcialmente absorbible, es una malla fabricada en partes iguales de monofilamento de Polipropileno no absorbible y Poli- Glicolida-co-Epsilon-caprolactona (PGC25), esta malla está diseñada para soportar los esfuerzos fisiológicos a los que está sometida la pared abdominal.

La malla quirúrgica Atramat® PropyMesh Flex está compuesta de partes teñidas para su identificación. La pérdida gradual de la resistencia a la tensión y finalmente la absorción parcial de Atramat® PropyMesh Flex ocurre por medio de un proceso de hidrólisis, donde el polímero de PGC25 es absorbido y metabolizado por el organismo. La absorción del PGC25 se completa aproximadamente entre 90-110 días, quedando solo el Polipropileno.


Usos

- Hernia inguinal
- Hernia incisional
- Hernia extraperitoneal
- Hernia abdominal
- Reconstrucción de la pared abdominal

Características

- Perfil de absorción ideal: absorción total entre 90-110 días.
- Reacción tisular moderada: excelente biocompatibilidad.
- Elongación controlada: brindando elasticidad tridireccional, facilitando el movimiento natural de la pared abdominal.
- Menor cantidad de cuerpo extraño: mayor confort y movilidad al paciente, disminuye la reacción tisular a un cuerpo extraño.
- Fijación: la malla puede ser suturada de forma cómoda y segura.

* Para mayor información consultar instructivo de uso.



Atramat PROPYMESH Flex®
Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh
of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene

Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible
de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno

Atramat Code Clave Atramat	Product Producto	Description Descripción	
MPGC01	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	10 x 15 cm
MPGC02	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	6 x 11 cm
MPGC03	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	10 x 12 cm
MPGC04	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	8 x 13 cm
MPGC05	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	15 x 15 cm
MPGC06	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	15 x 30 cm
MPGC07	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	30 x 30 cm
MPGC08	Atramat PROPYMESH Flex®	Synthetic Partially Absorbable Surgical Mesh of Poly(Glycolide-co-Epsilon-Caprolactone) & Polypropylene Malla Quirúrgica Sintética Parcialmente Absorbible de Poli(Glicolida-co-Epsilon-Caprolactona) & Polipropileno	4 x 4 cm



Atramat® Bonewax

It is used to control bleeding from bone surfaces.

- Acts as a mechanical barrier (plug), does not have a biochemical action on the organism.
- With the appropriate surgical technique it is smooth and easy to apply.
- Softens by using an aseptic technique to consistency desired.

*** For more information consult the instructions for use.**

Atramat Code	Family	Description	Pieces
CH-2.5	Bonewax	Bonewax 2.5 g	12

Cera para Huesos Atramat®

Se utiliza para controlar el sangrado de las superficies óseas.

- Actúa como barrera mecánica (tapón), no tiene una acción bioquímica en el organismo.
- Con la técnica quirúrgica adecuada es suave y fácil de aplicar.
- Se ablanda mediante el uso de técnica aséptica hasta lograr la consistencia deseada.

*** Para mayor información consultar instructivo de uso.**

Clave Atramat	Familia	Descripción	Piezas
CH-2.5	Cera para Huesos	Cera para Huesos 2.5 g	12

Product	Description	Needle	Needle length	Needle curvature	USP	Thread length	Color
	BONEWAX						
CH-2.5N	ATRAMAT BONE WAX 2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	NYLON						
CE3041-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE CE-30 REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE	C	30	3/8	0	75	BLACK
CE3042-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-30 REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE	C	30	3/8	2-0	75	BLACK
CE4042-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE CE-40 REVERSE CUTTING 40 MM 3/8 CIRCLE	C	40	3/8	2-0	75	BLACK
CE2443-90N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 3-0 EP 2, 90 CM NEEDLE CE-24 REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	C	24	3/8	3-0	90	BLACK
CE1944-90N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 4-0 EP 1.5, 90 CM NEEDLE CE-19 REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	C	19	3/8	4-0	90	BLACK
P-PE1645-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-P	16	3/8	5-0	45	BLACK
P-PE1646-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 6-0 EP 0.7, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-P	16	3/8	6-0	45	BLACK
P-PE2443-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE P-PE-24 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	P-P	24	3/8	3-0	75	BLACK
P-PE1944-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 4-0 EP 1.5, 75 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P-P	19	3/8	4-0	75	BLACK
P-PE1644-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-P	16	3/8	4-0	45	BLACK
P-PE1345-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-13 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	P-P	13	3/8	5-0	45	BLACK
PE4041-90N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE PE-40 PREMIUM REVERSE CUTTING 40 MM 3/8 CIRCLE	P	40	3/8	0	90	BLACK
QE9048-100N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 1 EP 4, 100 CM NEEDLE QE-90 PREMIUM CONVENTIONAL CUTTING 90 MM 3/8 CIRCLE	Q	90	3/8	1	100	BLACK
QE4042-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE QE-40 PREMIUM CONVENTIONAL CUTTING 40 MM 3/8 CIRCLE	Q	40	3/8	2-0	75	BLACK

PE2443-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	P	24	3/8	3-0	75	BLACK
PE3043-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 3-0 EP 2, 75 CM NEEDLE PE-30 PREMIUM REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE	P	30	3/8	3-0	75	BLACK
PE2444-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	P	24	3/8	4-0	45	BLACK
PE1944-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 4-0 EP 1.5, 75 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P	19	3/8	4-0	75	BLACK
PE3044-75N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 4-0 EP 1.5, 75 CM NEEDLE PE-30 PREMIUM REVERSE CUTTING 30 MM 3/8 CIRCLE	P	30	3/8	4-0	75	BLACK
PE1945-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE PE-19 PREMIUM REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P	19	3/8	5-0	45	BLACK
P-PE1943-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P-P	19	3/8	3-0	45	BLACK
P-PE1945-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P-P	19	3/8	5-0	45	BLACK
P-QE1646-N	ATRAMAT NYLON SURGICAL SUTURE BLACK USP 6-0 EP 0.7, 45 CM NEEDLE P-QE-16 SUPRA-SHARP CONVENTIONAL CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-Q	16	3/8	6-0	45	BLACK
PGC25							
P-PE2403-B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE P-PE-24 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	P-P	24	3/8	3-0	70	UNDYED
P-PE1604-45B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-P	16	3/8	4-0	45	UNDYED
HPE1605-45B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	HP	16	3/8	5-0	45	UNDYED
HPE2403-B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE HPE-24 ATRAGLIDE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	HP	24	3/8	3-0	70	UNDYED
P-PE1903-B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 3-0 EP 2, 70 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P-P	19	3/8	3-0	70	UNDYED
P-PE1904-45B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 4-0 EP 1.5, 45 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P-P	19	3/8	4-0	45	UNDYED

P-PE1305-45B	ATRAMAT PGC25 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 5-0 EP 1, 45 CM NEED- LE P-PE-13 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	P-P	13	3/8	5-0	45	UND- YED
PE24302-45B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 2-0 EP 3, 45 CM NEEDLE PE-24 PREMIUM REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	P	24	3/8	2-0	45	UND- YED
PU60302-B	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE UNDYED USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PU-60 PREMIUM STRAIGHT CUTTING 60 MM STRAIGHT	O	0	N/A	2-0	70	UND- YED
SR26302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-26 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 26 MM 1/2 CIRCLE	SR	26	1/2	2-0	70	VIOLET
SR30302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SR	30	1/2	2-0	70	VIOLET
SG40302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	SG	40	1/2	2-0	70	VIOLET
SG48302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	SG	48	1/2	2-0	75	VIOLET
PW36302-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 75 CM NEEDLE PW-36 PREMIUM TAPER CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	PW	36	1/2	2-0	75	VIOLET
SGH26302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEED- LE SGH-26 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 26 MM 5/8 CIRCLE	SG	26	5/8	2-0	70	VIOLET
SGH36302	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 70 CM NEED- LE SGH-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 5/8 CIRCLE	SG	36	5/8	2-0	70	VIOLET
SG36302-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2-0 EP 3, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	SG	36	1/2	2-0	90	VIOLET
	PGLA90						
P40301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 70 CM NEEDLE P-40 PREMIUM REVERSE CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE	P	40	1/2	0	70	VIOLET
PW30301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE PW-30 PREMIUM TAPER CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE	PW	30	1/2	0	76	VIOLET
SG30301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SG-30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SG	30	1/2	0	76	VIOLET
SR30301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 75 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SR	30	1/2	0	76	VIOLET

SG36301-45X8MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 8 X 45 CM NEED- LE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	36	1/2	0	8X45	VIOLET
SG36301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	SG	36	1/2	0	90	VIOLET
SG48301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM Ha VY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	SG	48	1/2	0	90	VIOLET
SG40301-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3.5, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	SG	40	1/2	0	90	VIOLET
SG30308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG- 30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SG	30	1/2	1	70	VIOLET
SG36308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG- 36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	SG	36	1/2	1	70	VIOLET
PW30308-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE PW-30 PREMIUM TAPER CUTTING 30 MM 1/2 CIRCLE	PW	30	1/2	1	75	VIOLET
SG48308-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG- 48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	SG	48	1/2	1	75	VIOLET
SG48308-45X8MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 8 X 45 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	48	1/2	1	8X45	VIOLET
SG40308X8MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 8 X 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	40	1/2	1	8X70	VIOLET
PW36308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE PW-36 PREMIUM TAPER CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	PW	36	1/2	1	90	VIOLET
SG48308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG- 48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	SG	48	1/2	1	90	VIOLET
SG76308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE SG- 76 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 76 MM 1/2 CIRCLE	SG	76	1/2	1	90	VIOLET
Z48308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE Z-48 BLUNT POINT 48 MM 1/2 CIRCLE	Z	48	1/2	1	90	VIOLET
SS12301-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 12 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	12	N/A	0	45	VIOLET
SS00301-250C	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3.5, 250 CM REEL WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	0	250	VIOLET

SS03301-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3,5, 3 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	0	45	VIOLET
SS05301	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3,5, 5 X 70CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	0	70	VIOLET
SS06301-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 0 EP 3,5, 6 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	0	45	VIOLET
SS00308-150	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	1	150	VIOLET
SS00309-150	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2 EP 5, 150 CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	2	150	VIOLET
SS12302-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, 12 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	12	N/A	2-0	45	VIOLET
SS00302-250C	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, 250 CM REEL WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	2-0	250	VIOLET
SS03302-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 2-0 EP 3, 3 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	2-0	45	VIOLET
SS12303-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, 12 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	12	N/A	3-0	45	VIOLET
SS00303-250C	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, 250 CM REEL WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	3-0	250	VIOLET
SS03303-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 3-0 EP 2, 3 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	3-0	45	VIOLET
SS12304-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 12 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	12	N/A	4-0	45	VIOLET
SS00304-150	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 150 CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	4-0	150	VIOLET
SS03304-45	ATRAMAT PGLA90 VIOLET USP 4-0 EP 1,5, 3 X 45CM WITHOUT NEEDLE	SS	N/A	N/A	4-0	45	VIOLET
SG36301-45X4MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 4 X 45 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	36	1/2	0	4X45	VIOLET
S22301/2-70	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM DOUBLE NEEDLE S-22 PREMIUM TAPER POINT 22 MM 1/2 CIRCLE	S	22	1/2	0	70	VIOLET
SG30301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SG-30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SG	30	1/2	0	70	VIOLET
SG36301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	SG	36	1/2	0	70	VIOLET
SG40301	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	SG	40	1/2	0	70	VIOLET
P48301-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 0 EP 3,5, 75 CM NEEDLE P-48 PREMIUM REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE	P	48	1/2	0	75	VIOLET
X65308-150LOOP	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 150 CM NEEDLE X-65 EXTRA HEAVY TAPER POINT LOOP 65 MM 1/2 CIRCLE	X	65	1/2	1	150	VIOLET

SG36308-45X4MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 45 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	36	1/2	1	4X45	VIOLET
SG48308-45X4MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 45 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	48	1/2	1	45	VIOLET
SG36308X4MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 70 CM NEEDLE SG-36 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	36	1/2	1	70	VIOLET
SG48308X4MD	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 4 X 70 CM NEEDLE SG-48 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 48 MM 1/2 CIRCLE (PULL OFF) 6 UNITS	SG	48	1/2	1	4X70	VIOLET
SR30308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SR-30 PREMIUM REGULAR TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SR	30	1/2	1	70	VIOLET
SG30308-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 75 CM NEEDLE SG-30 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 30 MM 1/2 CIRCLE	SG	30	1/2	1	75	VIOLET
SG40308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	SG	40	1/2	1	70	VIOLET
SG45308	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 70 CM NEEDLE SG-45 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 45 MM 1/2 CIRCLE	SG	45	1/2	1	70	VIOLET
Q40308-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 1 EP 4, 90 CM NEEDLE Q-40 PREMIUM CONVENTIONAL CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE	G	40	1/2	1	90	VIOLET
K22309-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE K-22 PREMIUM HEAVY REVERSE CUTTING 22 MM 1/2 CIRCLE	K	22	1/2	2	75	VIOLET
P48309-75	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 75 CM NEEDLE P-48 PREMIUM REVERSE CUTTING 48 MM 1/2 CIRCLE	P	48	1/2	2	75	VIOLET
SG40309-90	ATRAMAT PGLA90 SURGICAL SUTURE VIOLET USP 2 EP 5, 90 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	SG	40	1/2	2	90	VIOLET
POLYPROPYLENE							
P-PE2463	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 3-0 EP 2, 45 CM NEEDLE P-PE-24 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 24 MM 3/8 CIRCLE	P-P	24	3/8	3-0	45	BLUE
P-PE1664	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-P	16	3/8	4-0	45	BLUE
P-PE1964	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 4-0 EP 1,5, 45 CM NEEDLE P-PE-19 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 19 MM 3/8 CIRCLE	P-P	19	3/8	4-0	45	BLUE

P-PE1665	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 5-0 EP 1, 45 CM NEEDLE P-PE-16 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 16 MM 3/8 CIRCLE	P-P	16	3/8	5-0	45	BLUE
P-PE1366	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 6-0 EP 0,7, 45 CM NEEDLE P-PE-13 SUPRA-SHARP REVERSE CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	P-P	13	3/8	6-0	45	BLUE
PW3661-100	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 0 EP 3,5, 100 CM NEEDLE PW-36 PREMIUM TAPER CUTTING 36 MM 1/2 CIRCLE	PW	36	1/2	0	100	BLUE
SG4068-100	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 1 EP 4, 100 CM NEEDLE SG-40 PREMIUM HEAVY TAPER POINT 40 MM 1/2 CIRCLE	SG	40	1/2	1	100	BLUE
Y2662/2-120	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 2-0 EP 3, 120 CM DOUBLE NEEDLE Y-26 PREMIUM TAPER CUTTING 26 MM 1/2 CIRCLE	Y	25	1/2	2-0	120	BLUE
S3662/2-120	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 2-0 EP 3, 120 CM DOUBLE NEEDLE S-36 PREMIUM TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	S	36	1/2	2-0	120	BLUE
Y2562/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 2-0 EP 3, 90 CM DOUBLE NEEDLE Y-25 PREMIUM TAPER CUTTING 25 MM 1/2 CIRCLE	Y	25	1/2	2-0	90	blue
S3662/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 2-0 EP 3, 90 CM DOUBLE NEEDLE S-36 PREMIUM TAPER POINT 36 MM 1/2 CIRCLE	S	36	1/2	2-0	90	blue
S2563/2-120	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 3-0 EP 2, 120 CM DOUBLE NEEDLE S-25 PREMIUM TAPER POINT 25 MM 1/2 CIRCLE	S	25	1/2	3-0	120	blue
Y2563/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 3-0 EP 2, 90 CM DOUBLE NEEDLE Y-25 PREMIUM TAPER CUTTING 25 MM 1/2 CIRCLE	Y	25	1/2	3-0	90	blue
PW4063/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 3-0 EP 2, 90 CM DOUBLE NEEDLE PW-40 PREMIUM TAPER CUTTING 40 MM 1/2 CIRCLE	PW	40	1/2	3-0	90	BLUE
S2564/2-120	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 4-0 EP 1,5, 120 CM DOUBLE NEEDLE S-25 PREMIUM TAPER POINT 25 MM 1/2 CIRCLE	S	25	1/2	4-0	120	BLUE
S1664/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 4-0 EP 1,5, 90 CM DOUBLE NEEDLE S-16 PREMIUM TAPER POINT 16 MM 1/2 CIRCLE	S	16	1/2	4-0	90	blue
YE2664/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 4-0 EP 1,5, 90 CM DOUBLE NEEDLE YE-26 PREMIUM TAPER CUTTING 26 MM 3/8 CIRCLE	Y	26	3/8	4-0	90	BLUE
YE1864/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 4-0 EP 1,5, 90 CM DOUBLE NEEDLE YE-18 PREMIUM TAPER CUTTING 18 MM 3/8 CIRCLE	Y	18	3/8	4-0	90	BLUE

SE1365/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 5-0 EP 1, 90 CM DOUBLE NEEDLE SE-13 PREMIUM TAPER POINT 13 MM 3/8 CIRCLE	S	13	3/8	5-0	90	blue
YE1865/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 5-0 EP 1, 90 CM DOUBLE NEEDLE YE-18 PREMIUM TAPER CUTTING 18 MM 3/8 CIRCLE	Y	18	3/8	5-0	90	BLUE
SE1366/2	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 6-0 EP 0,7, 90 CM DOUBLE NEEDLE SE-13 PREMIUM TAPER POINT 13 MM 3/8 CIRCLE	S	13	3/8	6-0	90	blue
YE1367/2-60	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 7-0 EP 0,5, 60 CM DOUBLE NEEDLE YE-13 PREMIUM TAPER CUTTING 13 MM 3/8 CIRCLE	Y	13	3/8	7-0	60	blue
SE867/2-60	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 7-0 EP 0,5, 60 CM DOUBLE NEEDLE SE-8 PREMIUM TAPER POINT 8 MM 3/8 CIRCLE	S	8	3/8	7-0	60	blue
SE8680/2-60	ATRAMAT POLYPROPYLENE SURGICAL SUTURE BLUE USP 8-0 EP 0,4, 60 CM DOUBLE NEEDLE SE-8 PREMIUM TAPER POINT 8 MM 3/8 CIRCLE	S	8	3/8	8-0	60	blue

In memory of our Founder
En memoria de nuestro Fundador
Ing. Hans Ulrich von Mohr Mueller



Internacional Farmacéutica S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 284, Piso 21, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc, CP 06600, México DF, MÉXICO

www.atramat.com

México, 2021 | v.2.3

THE CONTENTS AND IMAGES SHOWN HERE ARE THE PROPERTY OF INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV AND ARE DESIGNED FOR PROMOTIONAL AND DEMONSTRATIVE USE ONLY. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THEY BE USED AS A MEDICAL REFERENCE. ALWAYS CONSULT A HEALTHCARE PROFESSIONAL BEFORE USING THESE OR ANY MEDICAL PRODUCT. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV PROVIDES THIS MATERIAL FOR THE EXCLUSIVE USE OF OUR DISTRIBUTORS AND PERSONNEL AUTHORIZED BY THE COMPANY IN THE TERMS AND CONDITIONS ASSIGNED BY THE SAME. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV IS NOT RESPONSIBLE FOR BAD PRACTICES OR THE INCORRECT USE OF ITS PRODUCTS OR THIS PROMOTIONAL MATERIAL

LOS CONTENIDOS E IMÁGENES AQUÍ MOSTRADOS SON PROPIEDAD DE INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV Y ESTÁN DISEÑADOS PARA USO PROMOCIONAL Y DEMOSTRATIVO EXCLUSIVAMENTE. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERÁN SER USADOS COMO REFERENCIA MÉDICA. SIEMPRE CONSULTE A UN PROFESIONAL DE LA SALUD ANTES DE USAR ESTOS O CUALQUIER PRODUCTO MÉDICO. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV PROPORCIONA ESTE MATERIAL PARA EL USO EXCLUSIVO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES Y PERSONAL AUTORIZADO POR LA COMPAÑÍA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ASIGNADOS POR LA MISMA. INTERNACIONAL FARMACÉUTICA SA DE CV NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS MALAS PRÁCTICAS O EL USO INCORRECTO DE SUS PRODUCTOS O DE ESTE MATERIAL PROMOCIONAL

Designed, edited and printed by:
Diseñado, editado e impreso por:

IHB México

www.2hb.com.mx

Internacional Farmacéutica S.A de C.V.

Carretero 44, Col. Parque San Andrés
Del Coyoacán, CP 04040,
Ciudad de México MEXICO

www.atramat.com